

Ультранизкие каскадные морозильные камеры -86 °С, лабораторные, медицинские, с хладагентом HC

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: mgm@nt-rt.ru || сайт: <https://meling.nt-rt.ru/>



Медицинская Морозильная Камера Meling Biomedical -86°C Сверхнизкотемпературная Морозильная Камера На 1008 Литров DW-HL1008S

- Двухступенчатые каскадные системы
- 10-дюймовый сенсорный ЖК-экран
- Углеводородный хладагент
- Два инверторных компрессора
- ВИП-изоляция пенопластом
- 10 видов функций сигнализации

Обзор

Морозильная камера ULT системы M-Cascade, состоящая из двухступенчатой каскадной технологии охлаждения с использованием абсолютного углеводородного хладагента, которым являются R290 и R170 в качестве природного газа. Инверторные компрессоры запрограммированы на экономию энергии при длительном хранении или на быстрое восстановление температуры при частом открывании двери для поддержания живости образцов.

Холодильное оборудование с двухступенчатым каскадом и частотно-регулируемым приводом

Высокоэффективные компрессоры с преобразованием частоты позволяют автоматически регулировать рабочую мощность в зависимости от тепловой нагрузки, что обеспечивает энергосбережение оборудования.

Применимо к различным средам электропитания

Он может нормально работать в различных условиях электропитания, таких как 110 В, 60 Гц, 220 В, 50 Гц, 220 В, 60 Гц и т. д.

Стабильная внутренняя температура

Стандартные компрессоры SECOP поддерживают стабильную сверхнизкую температуру -86°C, что повышает эффективность хранения проб.

Отличные теплоизоляционные характеристики

Конструкция внутренних дверей из пенопласта, встроенная вакуумная изоляционная плита и конструкция тройной независимой силиконовой уплотнительной ленты обеспечивают превосходные изоляционные характеристики.

ориентированный на человека

- Эргономичная ручка, гладкая направляющая и высокоточный предохранительный клапан облегчают открытие и закрытие двери;
- Внутри установлены 3 разделительные пластины, разделяющие зону хранения на 4 слоя для удобного размещения проб; 2 внутренние двери также оборудованы для предотвращения обледенения при открывании дверей;
- Нержавеющая сталь (SUS304) в качестве внутреннего материала прочна и легко чистится;
- Оснащен 4 тяжелыми роликами и 2 балансировочными ножками для легкого перемещения и фиксации оборудования.

Функции

Двухступенчатая каскадная система

Инверторная технология, два инверторных компрессора
±4 °C Равномерность температуры

5Н снижается до -80 °C

Ежедневное потребление 8,7 кВтч

Удобная панель управления высокой четкости для установки диапазона температур от -40°C до -86°C с цифровой индикацией температуры с точностью до 1°C.

Запирающаяся дверь, блокировка клавиатуры и доступ по паролю предотвращают несанкционированный доступ и эксплуатацию.

Три регулируемые полки из нержавеющей стали с внутренней дверцей и двойной силиконовой прокладкой.

Дополнительно: самописец, резервная система CO2, стойки/коробки/пробирки для морозильной камеры, система удаленной сигнализации, протокол Modbus для передачи данных, доступ по карте или доступ по отпечаткам пальцев, соответствует требованиям 21 CFR 11.

Ведущий китайский производитель морозильников сверхнизкой температуры.

Область применения

Сверхнизкая морозильная камера DW-HL1008S может использоваться в качестве лабораторной морозильной камеры, сверхнизкой медицинской морозильной камеры и морозильной камеры, подходящей для использования в больницах, системах здравоохранения и профилактики заболеваний, исследовательских институтах, колледжах и университетах, электронной промышленности, биологической инженерии, лабораториях в колледжи и университеты, военные предприятия, компании, занимающиеся глубоководным рыболовством, и т. д.

Характеристики

Морозильная камера со сверхнизкой температурой -86 °C	
Модель	DW-HL108S
Емкость(л)	1008
Внутренний размер (Ш*Д*В), мм/дюйм	1022*696*1378
Внешний размер (Ш*Д*В) мм/дюйм	1362*1025*1994
СЗ/ГВ(кг)	426
Производительность	
Диапазон температур	-40 ~ -86°C
Температура окружающей среды	16-32°C
Производительность охлаждения	-86°C
Климатический класс	Н
Контроллер	Микропроцессор
Экран	10-дюймовый интеллектуальный сенсорный экран высокой четкости
Охлаждение	
Компрессор	2шт
Метод охлаждения	Прямое охлаждение
Режим разморозки	Ручная
Хладагент	Высокая ступень: R290, Низкая ступень: R170
Толщина изоляции (мм)	Л/П: 130, Б: 130
Материалы	
Внешний материал	Холоднокатаная сталь
Внутренний материал	Нержавеющая сталь
Полки	3 (нержавеющая сталь)
Порт доступа	2шт. Ø 25 мм
Ролики	4+(2 регулируемые ножки)
Регистрация данных/интервал/объем памяти	USB/Запись каждые 5 минут/10 лет
Резервная батарея	Да
Оповещение	
Температура	Высокая/низкая температура,Высокая температура окружающей среды
Электрический	Сбой питания, низкий заряд батареи, сбой обнаружения заряда батареи
Система	Сбой датчика, ошибка связи, перегрев конденсатора, приоткрытая дверь.
Аксессуары	
Модель стеллажа для морозильной камеры	ЗКМЛ304-552Б-КТ;ЗКМЛ304-652Б-КТ
Полка/коробка для морозильной камеры (количество)	14+14/770



Лабораторный Морозильник Meling Biomedical -86°C ULT DW-HL398S С Хладагентом HC

- Двухступенчатые каскадные системы
 - 10-дюймовый сенсорный ЖК-экран
 - Углеводородный хладагент
 - Два инверторных компрессора
 - ВИП-изоляция пенопластом
 - 10 видов функций сигнализации
-

Обзор

Морозильная камера ULT системы M-Cascade, состоящая из двухступенчатой каскадной технологии охлаждения с использованием абсолютного углеводородного хладагента, которым являются R290 и R170 в качестве природного газа. Инверторные компрессоры запрограммированы на экономию энергии при длительном хранении или на быстрое восстановление температуры при частом открывании двери для поддержания живости образцов.

Холодильное оборудование с двухступенчатым каскадом и частотно-регулируемым приводом

Высокоэффективные компрессоры с преобразованием частоты позволяют автоматически регулировать рабочую мощность в зависимости от тепловой нагрузки, что обеспечивает энергосбережение оборудования.

Применимо к различным средам электропитания

Он может нормально работать в различных условиях электропитания, таких как 110 В, 60 Гц, 220 В, 50 Гц, 220 В, 60 Гц и т. д.

Стабильная внутренняя температура

Стандартные компрессоры SECOP поддерживают стабильную сверхнизкую температуру -86°C, что повышает эффективность хранения проб.

Отличные теплоизоляционные характеристики

Конструкция внутренних дверей из пенопласта, встроенная вакуумная изоляционная плита и конструкция тройной независимой силиконовой уплотнительной ленты обеспечивают превосходные изоляционные характеристики.

ориентированный на человека

- Эргономичная ручка, гладкая направляющая и высокоточный предохранительный клапан облегчают открытие и закрытие двери;
- Внутри установлены 3 разделительные пластины, разделяющие зону хранения на 4 слоя для удобного размещения проб; 2 внутренние двери также оборудованы для предотвращения обледенения при открывании дверей;
- Нержавеющая сталь (SUS304) в качестве внутреннего материала прочна и легко чистится;
- Оснащен 4 тяжелыми роликами и 2 балансировочными ножками для легкого перемещения и фиксации оборудования.

Функции

Инверторная технология, два инверторных компрессора
±4 °C Равномерность температуры

5Н снижается до -80 °C

Ежедневное потребление 8,7 кВтч

Удобная панель управления высокой четкости для установки диапазона температур от -40°C до -86°C с цифровой индикацией температуры с точностью до 1°C.

Запирающаяся дверь, блокировка клавиатуры и доступ по паролю предотвращают несанкционированный доступ и эксплуатацию.

Три регулируемые полки из нержавеющей стали с внутренней дверцей и двойной силиконовой прокладкой.

Дополнительно: самописец, резервная система CO2, стойки/коробки/пробирки для морозильной камеры, система удаленной сигнализации, протокол Modbus для передачи данных, доступ по карте или доступ по отпечаткам пальцев, соответствует требованиям 21 CFR 11.

Ведущий китайский производитель морозильников сверхнизкой температуры.

Область применения

Сверхнизкая морозильная камера DW-HL3988S может использоваться в качестве лабораторной морозильной камеры, сверхнизкой медицинской морозильной камеры и морозильной камеры, подходящей для использования в больницах, системах здравоохранения и профилактики заболеваний, исследовательских институтах, колледжах и университетах, электронной промышленности, биологической инженерии, лабораториях в колледжи и университеты, военные предприятия, компании, занимающиеся глубоководным рыболовством, и т. д.

Характеристики

Морозильная камера со сверхнизкой температурой -86 °C	
Модель	DW-HL398S
Емкость(л)	398
Внутренний размер (Ш*Д*В) мм/дюйм	440*696*1266/ 17,32*27,4*49,84
Внешний размер (Ш*Д*В) мм/дюйм	785*1041*1947/ 30,91*40,98*76,65
Размер упаковки (Ш*Д*В), мм/дюйм	890*1165*2158/ 35,04*45,87*84,96
СЗ/ГВ(кг)	237/314 (деревянная упаковка)
Производительность	
Диапазон температур	-40 ~ -86°C
Температура окружающей среды	16-32°C
Производительность охлаждения	-86°C
Климатический класс	H
Контроллер	Микропроцессор
Экран	10-дюймовый интеллектуальный сенсорный экран высокой четкости
Охлаждение	
Компрессор	2шт
Метод охлаждения	Прямое охлаждение
Режим разморозки	Ручная
Хладагент	Высокая ступень: R290, Низкая ступень: R170
Толщина изоляции (мм)	Л/П: 130, Б: 130
Материалы	
Внешний материал	Холоднокатаная сталь
Внутренний материал	Нержавеющая сталь
Полки	3 (нержавеющая сталь)
Порт доступа	2шт. Ø 25 мм
Ролики	4+(2 регулируемые ножки)
Регистрация данных/интервал/объем памяти	USB/Запись каждые 5 минут/10 лет
Резервная батарея	Да
Оповещение	
Температура	Высокая/низкая температура,Высокая температура окружающей среды
Электрический	Сбой питания, низкий заряд батареи, сбой обнаружения заряда батареи
Система	Сбой датчика, ошибка связи, перегрев конденсатора, приоткрытая дверь.
Аксессуары	
Модель стеллажа для морозильной камеры	ЗКМЛ304-552Б-КТ
Полка/коробка для морозильной камеры (количество)	12/300



-86°C Каскадная Система Охлаждения Сверхнизкая Морозильная Камера Для Лабораторных И Медицинских Учреждений DW-HL778S

- Двухступенчатые каскадные системы
- 10-дюймовый сенсорный ЖК-экран
- Углекислотный хладагент
- Два инверторных компрессора
- VIP-изоляция пенопластом
- 10 видов функций сигнализации

Обзор

Морозильник для сверхнизких температур Meling -40°C~-86°C DW-HL778S является лидером на рынке морозильников для сверхнизких температур. Сверхглубокая морозильная камера оснащена холодильной системой нового поколения, обеспечивающей быстрое охлаждение. Высокоточная микрокомпьютерная система управления и платиновые резисторные датчики позволяют свободно устанавливать температуру внутри шкафа в диапазоне -40°C~-86°C. Эта морозильная камера обеспечивает трехмерную теплоизоляцию. Шесть сторон шкафа изготовлены из высокоэффективной вакуумной изоляционной панели VIP Plus, которая может улучшить теплоизоляционные характеристики холодильника. Этот вертикальный морозильник подходит для использования в больницах, банках крови, системах здравоохранения и профилактики заболеваний, колледжах и университетах, исследовательских институтах, биоинженерии и т. д.

Мощная система охлаждения

Морозильник для сверхнизких температур -40°C~-86°C DW-HL778S оснащен системой охлаждения нового поколения, обеспечивающей быстрое охлаждение. И он вполне может поддерживать температуру в шкафу в диапазоне -40°C~-86°C. Смесь хладагента, не содержащая CFC, обеспечивает хорошие температурные характеристики и экологичность.

VIP Plus Вакуумная теплоизоляция

Морозильная камера оснащена высокоэффективными вакуумными термоизоляционными пластинами VIP с шести сторон камеры. Дверь из двухслойной изоляционной пены с двойным уплотнением может значительно улучшить теплоизоляционные характеристики и обеспечить однородность температуры в камере сверхнизкотемпературной морозильной камеры.

Функции

Двухступенчатая каскадная система
Инверторная технология, два инверторных компрессора
±4 °C Равномерность температуры
5Н снижается до -80 °C

Удобная панель управления высокой четкости для установки диапазона температур от -40°C до -86°C с цифровой индикацией температуры с точностью до 1°C.

Запирающаяся дверь, блокировка клавиатуры и доступ по паролю предотвращают несанкционированный доступ и эксплуатацию.

Три регулируемые полки из нержавеющей стали с внутренней дверцей и двойной силиконовой прокладкой.

Дополнительно: самописец, резервная система CO2, стойки/коробки/пробирки для морозильной камеры, система удаленной сигнализации, протокол Modbus для передачи данных, доступ по карте или доступ по отпечаткам пальцев, соответствует требованиям 21 CFR 11.

Ведущий китайский производитель морозильников сверхнизкой температуры.

Область применения

Сверхнизкая морозильная камера DW-HL528S может использоваться в качестве лабораторной морозильной камеры, сверхнизкой медицинской морозильной камеры и морозильной камеры, подходящей для использования в больницах, системах здравоохранения и профилактики заболеваний, исследовательских институтах, колледжах и университетах, электронной промышленности, биологической инженерии, лабораториях в колледжи и университеты, военные предприятия, компании, занимающиеся глубоководным рыболовством, и т. д.

Характеристики

Морозильная камера со сверхнизкой температурой -86 °C

Модель	DW-HL778S
Емкость(л)	778
Внутренний размер (Ш*Д*В) мм/дюйм	865*696*1286/ 34,0*27,4*50,6
Внешний размер (Ш*Д*В) мм/дюйм	1205*1025*1955/ 47,4*40,4*77,0
Размер упаковки (Ш*Д*В), мм/дюйм	1320*1155*2171/ 52,0*45,5*85,5
СЗ/ГВ(кг)	365/462 (деревянная упаковка)
Производительность	
Диапазон температур	-40 ~ -86°C
Температура окружающей среды	16-32°C
Производительность охлаждения	-86°C
Климатический класс	Н
Контроллер	Микропроцессор
Экран	10-дюймовый интеллектуальный сенсорный экран высокой четкости
Охлаждение	
Компрессор	2шт
Метод охлаждения	Прямое охлаждение
Режим разморозки	Ручная
Хладагент	Высокая ступень: R290, Низкая ступень: R170
Толщина изоляции (мм)	Л/П: 130, Б: 130
Материалы	
Внешний материал	Холоднокатаная сталь
Внутренний материал	Нержавеющая сталь
Полки	3 (нержавеющая сталь)
Порт доступа	2шт. Ø 25 мм
Ролики	4+(2 регулируемые ножки)
Регистрация данных/интервал/объем памяти	USB/Запись каждые 5 минут/10 лет
Резервная батарея	Да
Оповещение	
Температура	Высокая/низкая температура,Высокая температура окружающей среды
Электрический	Сбой питания, низкий заряд батареи, сбой обнаружения заряда батареи
Система	Сбой датчика, ошибка связи, перегрев конденсатора, приоткрытая дверь.
Аксессуары	
Модель стеллажа для морозильной камеры	ЗКМЛ304-552Б-КТ
Полка/коробка для морозильной камеры (количество)	24/600



Медицинский Холодильник Meling Biomedical -86°C 858 Литров С Морозильной Камерой Сверхнизкой Температуры DW-HL858S

- Двухступенчатые каскадные системы
 - 10-дюймовый сенсорный ЖК-экран
 - Углеводородный хладагент
 - Два инверторных компрессора
 - ВИП-изоляция пенопластом
-

Обзор

Морозильная камера ULT системы M-Cascade, состоящая из двухступенчатой каскадной технологии охлаждения с использованием абсолютного углеводородного хладагента, которым являются R290 и R170 в качестве природного газа. Инверторные компрессоры запрограммированы на экономию энергии при длительном хранении или на быстрое восстановление температуры при частом открывании двери для поддержания живости образцов.

Холодильное оборудование с двухступенчатым каскадом и частотно-регулируемым приводом

Высокоэффективные компрессоры с преобразованием частоты позволяют автоматически регулировать рабочую мощность в зависимости от тепловой нагрузки, что обеспечивает энергосбережение оборудования.

Применимо к различным средам электропитания

Он может нормально работать в различных условиях электропитания, таких как 110 В, 60 Гц, 220 В, 50 Гц, 220 В, 60 Гц и т. д.

Стабильная внутренняя температура

Стандартные компрессоры SECOP поддерживают стабильную сверхнизкую температуру -86°C, что повышает эффективность хранения проб.

Отличные теплоизоляционные характеристики

Конструкция внутренних дверей из пенопласта, встроенная вакуумная изоляционная плита и конструкция тройной независимой силиконовой уплотнительной ленты обеспечивают превосходные изоляционные характеристики.

ориентированный на человека

- Эргономичная ручка, гладкая направляющая и высокоточный предохранительный клапан облегчают открытие и закрытие двери;
- Внутри установлены 3 разделительные пластины, разделяющие зону хранения на 4 слоя для удобного размещения проб; 2 внутренние двери также оборудованы для предотвращения обледенения при открывании дверей;
- Нержавеющая сталь (SUS304) в качестве внутреннего материала прочна и легко чистится;
- Оснащен 4 тяжелыми роликами и 2 балансировочными ножками для легкого перемещения и фиксации оборудования.

Двухступенчатая каскадная система

Инверторная технология, два инверторных компрессора

±4 °C Равномерность температуры

5Н снижается до -80 °C

Ежедневное потребление 8,7 кВтч

Удобная панель управления высокой четкости для установки диапазона температур от -40°C до -86°C с цифровой индикацией температуры с точностью до 1°C.

Запирающаяся дверь, блокировка клавиатуры и доступ по паролю предотвращают несанкционированный доступ и эксплуатацию.

Три регулируемые полки из нержавеющей стали с внутренней дверцей и двойной силиконовой прокладкой.

Дополнительно: самописец, резервная система CO2, стойки/коробки/пробирки для морозильной камеры, система удаленной сигнализации, протокол Modbus для передачи данных, доступ по карте или доступ по отпечаткам пальцев, соответствует требованиям 21 CFR 11.

Ведущий китайский производитель морозильников сверхнизкой температуры.

Область применения

Сверхнизкая морозильная камера DW-HL858S может использоваться в качестве лабораторной морозильной камеры, сверхнизкой медицинской морозильной камеры и морозильной камеры, подходящей для использования в больницах, системах здравоохранения и профилактики заболеваний, исследовательских институтах, колледжах и университетах, электронной промышленности, биологической инженерии, лабораториях в колледжи и университеты, военные предприятия, компании, занимающиеся глубоководным рыболовством, и т. д.

Характеристики

Морозильная камера со сверхнизкой температурой -86 °C	
Модель	DW-HL858S
Емкость(л)	858
Внутренний размер (Ш*Д*В) мм	877*696*1266
Внешний размер(Ш*Д*В)мм	1217*1025*1994
СЗ (кг)	390
Производительность	
Диапазон температур	-40 ~ -86°C
Температура окружающей среды	16-32°C
Производительность охлаждения	-86°C
Климатический класс	Н
Контроллер	Микропроцессор
Экран	10-дюймовый интеллектуальный сенсорный экран высокой четкости
Охлаждение	
Компрессор	2шт
Метод охлаждения	Прямое охлаждение
Режим разморозки	Ручная
Хладагент	Высокая ступень: R290, Низкая ступень: R170
Толщина изоляции (мм)	Л/П: 130, Б: 130
Материалы	
Внешний материал	Холоднокатаная сталь
Внутренний материал	Нержавеющая сталь
Полки	3 (нержавеющая сталь)
Порт доступа	2шт. Ø 25 мм
Ролики	4+(2 регулируемые ножки)
Регистрация данных/интервал/объем памяти	USB/Запись каждые 5 минут/10 лет
Резервная батарея	Да
Оповещение	
Температура	Высокая/низкая температура,Высокая температура окружающей среды
Электрический	Сбой питания, низкий заряд батареи, сбой обнаружения заряда батареи
Система	Сбой датчика, ошибка связи, перегрев конденсатора, приоткрытая дверь.
Аксессуар	
Модель стеллажа для морозильной камеры	ЗКМЛ304-552Б-КТ;ЗКМЛ304-652Б-КТ
Полка/коробка для морозильной камеры (количество)	12/300



-86°C Медицинский Холодильник Ультранизкая Морозильная Камера Для Лаборатории DW-HL678S

- Двухступенчатые каскадные системы
 - 10-дюймовый сенсорный ЖК-экран
 - Углеводородный хладагент
 - Два инверторных компрессора
 - ВИП-изоляция пенопластом
-

Обзор

Морозильная камера ULT системы M-Cascade, состоящая из двухступенчатой каскадной технологии охлаждения с использованием абсолютного углеводородного хладагента, которым являются R290 и R170 в качестве природного газа. Инверторные компрессоры запрограммированы на экономию энергии при длительном хранении или на быстрое восстановление температуры при частом открывании двери для поддержания живости образцов.

Холодильное оборудование с двухступенчатым каскадом и частотно-регулируемым приводом

Высокоэффективные компрессоры с преобразованием частоты позволяют автоматически регулировать рабочую мощность в зависимости от тепловой нагрузки, что обеспечивает энергосбережение оборудования.

Применимо к различным средам электропитания

Он может нормально работать в различных условиях электропитания, таких как 110 В, 60 Гц, 220 В, 50 Гц, 220 В, 60 Гц и т. д.

Стабильная внутренняя температура

Стандартные компрессоры SECOP поддерживают стабильную сверхнизкую температуру -86°C, что повышает эффективность хранения проб.

Отличные теплоизоляционные характеристики

Конструкция внутренних дверей из пенопласта, встроенная вакуумная изоляционная плита и конструкция тройной независимой силиконовой уплотнительной ленты обеспечивают превосходные изоляционные характеристики.

ориентированный на человека

- Эргономичная ручка, гладкая направляющая и высокоточный предохранительный клапан облегчают открытие и закрытие двери;
- Внутри установлены 3 разделительные пластины, разделяющие зону хранения на 4 слоя для удобного размещения проб; 2 внутренние двери также оборудованы для предотвращения обледенения при открывании дверей;
- Нержавеющая сталь (SUS304) в качестве внутреннего материала прочна и легко чистится;
- Оснащен 4 тяжелыми роликами и 2 балансировочными ножками для легкого перемещения и фиксации оборудования.

Функции

Двухступенчатая каскадная система

Инверторная технология, два инверторных компрессора

±4 °C Равномерность температуры

5Н снижается до -80 °C

Ежедневное потребление 8,7 кВтч

Удобная панель управления высокой четкости для установки диапазона температур от -40°C до -86°C с цифровой индикацией температуры с точностью до 1°C.

Запирающаяся дверь, блокировка клавиатуры и доступ по паролю предотвращают несанкционированный доступ и эксплуатацию.

Три регулируемые полки из нержавеющей стали с внутренней дверцей и двойной силиконовой прокладкой.

Дополнительно: самописец, резервная система CO2, стойки/коробки/пробирки для морозильной камеры, система удаленной сигнализации, протокол Modbus для передачи данных, доступ по карте или доступ по отпечаткам пальцев, соответствует требованиям 21 CFR 11.

Ведущий китайский производитель морозильников сверхнизкой температуры.

Область применения

Сверхнизкая морозильная камера DW-HL678S может использоваться в качестве лабораторной морозильной камеры, сверхнизкой медицинской морозильной камеры и морозильной камеры, подходящей для использования в больницах, системах здравоохранения и профилактики заболеваний, исследовательских институтах, колледжах и университетах, электронной промышленности, биологической инженерии, лабораториях в колледжи и университеты, военные предприятия, компании, занимающиеся глубоководным рыболовством, и т. д.

Характеристики

Морозильная камера со сверхнизкой температурой -86 °C	
Модель	DW-HL678S
Емкость(л)	678
Внутренний размер (Ш*Д*В) мм	750*696*1266
Внешний размер(Ш*Д*В)мм	1090*1025*1955
СЗ (кг)	308
Производительность	
Диапазон температур	-40 ~ -86°C
Температура окружающей среды	16-32°C
Производительность охлаждения	-86°C
Климатический класс	Н
Контроллер	Микропроцессор
Экран	10-дюймовый интеллектуальный сенсорный экран высокой четкости
Охлаждение	
Компрессор	2шт
Метод охлаждения	Прямое охлаждение
Режим разморозки	Ручная
Хладагент	Высокая ступень: R290, Низкая ступень: R170
Толщина изоляции (мм)	Л/П: 130, Б: 130
Материалы	
Внешний материал	Холоднокатаная сталь
Внутренний материал	Нержавеющая сталь
Полки	3 (нержавеющая сталь)
Порт доступа	2шт. Ø 25 мм
Ролики	4+(2 регулируемые ножки)
Регистрация данных/интервал/объем памяти	USB/Запись каждые 5 минут/10 лет
Резервная батарея	Да
Оповещение	
Температура	Высокая/низкая температура,Высокая температура окружающей среды
Электрический	Сбой питания, низкий заряд батареи, сбой обнаружения заряда батареи
Система	Сбой датчика, ошибка связи, перегрев конденсатора, приоткрытая дверь.
Аксессуар	
Модель стеллажа для морозильной камеры	ЗКМЛ304-552Б-КТ
Полка/коробка для морозильной камеры (количество)	20/500



-86°C Каскадная Система Охлаждения Сверхнизкая Морозильная Камера Для Лабораторных И Медицинских Учреждений DW-HL528S

- Двухступенчатые каскадные системы
 - 10-дюймовый сенсорный ЖК-экран
 - Углеводородный хладагент
 - Два инверторных компрессора
 - ВИП-изоляция пенопластом
 - 10 видов функций сигнализации
-

Обзор

Морозильная камера ULT системы M-Cascade, состоящая из двухступенчатой каскадной технологии охлаждения с использованием абсолютного углеводородного хладагента, которым являются R290 и R170 в качестве природного газа. Инверторные компрессоры запрограммированы на экономию энергии при длительном хранении или на быстрое восстановление температуры при частом открывании двери для поддержания живости образцов.

Холодильное оборудование с двухступенчатым каскадом и частотно-регулируемым приводом

Высокоэффективные компрессоры с преобразованием частоты позволяют автоматически регулировать рабочую мощность в зависимости от тепловой нагрузки, что обеспечивает энергосбережение оборудования.

Применимо к различным средам электропитания

Он может нормально работать в различных условиях электропитания, таких как 110 В, 60 Гц, 220 В, 50 Гц, 220 В, 60 Гц и т. д.

Стабильная внутренняя температура

Стандартные компрессоры SECOP поддерживают стабильную сверхнизкую температуру -86°C, что повышает эффективность хранения проб.

Отличные теплоизоляционные характеристики

Конструкция внутренних дверей из пенопласта, встроенная вакуумная изоляционная плита и конструкция тройной независимой силиконовой уплотнительной ленты обеспечивают превосходные изоляционные характеристики.

ориентированный на человека

- Эргономичная ручка, гладкая направляющая и высокоточный предохранительный клапан облегчают открытие и закрытие двери;
- Внутри установлены 3 разделительные пластины, разделяющие зону хранения на 4 слоя для удобного размещения проб; 2 внутренние двери также оборудованы для предотвращения обледенения при открывании дверей;
- Нержавеющая сталь (SUS304) в качестве внутреннего материала прочна и легко чистится;
- Оснащен 4 тяжелыми роликами и 2 балансировочными ножками для легкого перемещения и фиксации оборудования.

Функции

Двухступенчатая каскадная система

Инверторная технология, два инверторных компрессора

±4 °C Равномерность температуры

5Н снижается до -80 °C

Ежедневное потребление 8,7 кВтч

Удобная панель управления высокой четкости для установки диапазона температур от -40°C до -86°C с цифровой индикацией температуры с точностью до 1°C.

Запирающаяся дверь, блокировка клавиатуры и доступ по паролю предотвращают несанкционированный доступ и эксплуатацию.

Три регулируемые полки из нержавеющей стали с внутренней дверцей и двойной силиконовой прокладкой.

Дополнительно: самописец, резервная система CO2, стойки/коробки/пробирки для морозильной камеры, система удаленной сигнализации, протокол Modbus для передачи данных, доступ по карте или доступ по отпечаткам пальцев, соответствует требованиям 21 CFR 11.

Ведущий китайский производитель морозильников сверхнизкой температуры.

Область применения

Сверхнизкая морозильная камера DW-HL528S может использоваться в качестве лабораторной морозильной камеры, сверхнизкой медицинской морозильной камеры и морозильной камеры, подходящей для использования в больницах, системах здравоохранения и профилактики заболеваний, исследовательских институтах, колледжах и университетах, электронной промышленности, биологической инженерии, лабораториях в колледжи и университеты, военные предприятия, компании, занимающиеся глубоководным рыболовством, и т. д.

Морозильная камера со сверхнизкой температурой -86 °C

Модель	DW-HL528S
Емкость(л)	528
Внутренний размер (Ш*Д*В) мм/дюйм	585*696*1286/ 23,0*27,4*49,8
Внешний размер (Ш*Д*В) мм/дюйм	930*1041*1947/ 36,6*41,0*76,7
Размер упаковки (Ш*Д*В), мм/дюйм	1035*1165*2158/ 40,7*45,9*85,0
СЗ/ГВ(кг)	260/350 (деревянная упаковка)
Производительность	
Диапазон температур	-40 ~ -86°C
Температура окружающей среды	16-32°C
Производительность охлаждения	-86°C
Климатический класс	H
Контроллер	Микропроцессор
Экран	10-дюймовый интеллектуальный сенсорный экран высокой четкости
Охлаждение	
Компрессор	2шт
Метод охлаждения	Прямое охлаждение
Режим разморозки	Ручная
Хладагент	Высокая ступень: R290, Низкая ступень: R170
Толщина изоляции (мм)	Л/П: 130, Б: 130
Материалы	
Внешний материал	Холоднокатаная сталь
Внутренний материал	Нержавеющая сталь
Полки	3 (нержавеющая сталь)
Порт доступа	2шт. Ø 25 мм
Ролики	4+(2 регулируемые ножки)
Регистрация данных/интервал/объем памяти	USB/Запись каждые 5 минут/10 лет
Резервная батарея	Да
Оповещение	
Температура	Высокая/низкая температура,Высокая температура окружающей среды
Электрический	Сбой питания, низкий заряд батареи, сбой обнаружения заряда батареи
Система	Сбой датчика, ошибка связи, перегрев конденсатора, приоткрытая дверь.
Аксессуары	
Модель стеллажа для морозильной камеры	ЗКМЛ304-552Б-КТ
Полка/коробка для морозильной камеры (количество)	16/400

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: mgm@nt-rt.ru || сайт: <https://meling.nt-rt.ru/>