

Ультранизкие автоматические каскадные морозильники для вакцин ULT -86 °C

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: mgm@nt-rt.ru || сайт: <https://meling.nt-rt.ru/>



-86°C Сверхнизкотемпературный Морозильник Морозильник Для Вакцин DW- HL398HC

- Быстрое охлаждение до заданной температуры
- Высокоэффективный компрессор, углеводородный экологический хладагент
- Конструкция со сверхнизким уровнем шума для защиты окружающей среды
- Снижение энергопотребления морозильной камеры на 40%
- Оснащен вакуумной теплоизоляционной плитой VIP

Сверхнизкотемпературный морозильник Meling -86°C HC DW-HL398HC представляет суперобновление в серии сверхнизкотемпературных морозильников. Новая конструкция морозильной камеры для лаборатории и медицины имеет 2 независимые внутренние двери. Оптимизированная пенная изоляция внутри дверей обеспечивает лучшие температурные характеристики. Эта сверхнизкая морозильная камера/лабораторная морозильная камера специально разработана для обеспечения длительного и безопасного хранения ценных медицинских и лабораторных материалов.

Система управления высокой конфигурации

Ультранизкий морозильник имеет новый 7-дюймовый светодиодный сенсорный дисплей, обеспечивающий более удобный и удобный интерфейс. И это обеспечивает точное отображение температуры в 0,1 °C. И вы можете установить внутреннюю температуру от -40°C до -86°C.

Система охранной сигнализации

Этот сверххолодный морозильник обеспечивает 10 типов звуковых и визуальных сигналов тревоги. Система защитной сигнализации включает в себя сигнализацию о высокой или низкой температуре, сигнализацию о приоткрытой двери, сигнализацию о сбое питания, сигнализацию о перегреве конденсатора и сигнализацию о сбое системы.

Изысканный дизайн структуры

Медицинский и лабораторный сверхнизкий морозильник Meling DW-HL398HC имеет 2 независимые внутренние двери с пенопластовой изоляцией, что обеспечивает более высокие температурные характеристики. Внешний материал изготовлен из высококачественной конструкционной стали, а внутренний материал изготовлен из нержавеющей стали. Структура хранения состоит из 3 высокопрочных полок из нержавеющей стали SUS304, устойчивых к коррозии и легко чистящихся.

Функции

Ведущий китайский производитель сверхнизкотемпературных морозильных камер. Оснащен компрессором SECOP и вентиляторами EBM известного немецкого бренда. Принят запатентованный углеводородный хладагент, не содержащий хлорфторуглеродов, для быстрого охлаждения и защиты окружающей среды. Платиновые датчики сопротивления PT-100 для чувствительного обнаружения изменений температуры. Блокируемая клавиатура и защита паролем для предотвращения настройки параметров без авторизации. Оснащен вакуумной изоляционной панелью VIP Plus с пенопластовой изоляцией толщиной 130 мм для обеспечения стабильности температуры. Разработан с запираемой передней дверью с ручкой во всю высоту для предотвращения несанкционированного доступа. Для безопасного хранения он допускает задержку запуска машины и защиту от отключения питания. Что касается роликов, он оснащен 4 роликами PCS и 2 регулировочными ножками для легкого перемещения.

Дополнительные конфигурации включают сигнальную лампу, интеллектуальную систему контроля температуры, регистратор температуры и резервную систему CO2.
Сертификат: сертификат CE, ISO9001, ISO14001, ISO13485
DW-HL398HC/DW-HL528HC/DW-HL678HC/778HC/858HC/1008H с двойным компрессором, если один из них поврежден, другой может стабильно поддерживать температуру -70 °C

Сфера применения


Этот сверхнизкотемпературный морозильник HC можно использовать в качестве лабораторного морозильника, сверхнизкого медицинского морозильника и морозильника глубокой заморозки, подходящего для применения в больницах, системах здравоохранения и профилактики заболеваний, колледжах и университетах, исследовательских учреждениях, электронной промышленности, лабораториях в колледжах и университетах, биоинженерия и многое другое.

Характеристики

-86 °C HC Ультранизкотемпературный морозильник	
Модель	DW-HL398HC
Тип шкафа	Вертикальный
Емкость (л)	398
Внутренний размер(Ш*Д*В) мм	440*696*1266
Внешний размер(Ш*Д*В)мм	785*1041*1947
Размер упаковки (Ш*Г*В) м м	890*1165*2158 (деревянный пакет)
С3/ГВт (кг)	237/319
Описание	
Диапазон температур	-40 ~ -86°C
Температура окружающей среды	16-32°C
Производительность охлаждения	-86°C
Климатический класс	H
Контроллер	Микропроцессор
Экран	Сенсорный экран
Охлаждение	
Компрессор	2шт
Метод охлаждения	Прямое охлаждение
Режим разморозки	Ручная
Хладагент	ХК
Толщина изоляции (мм)	130
материалы	
Внешний материал	Холоднокатаный стальной лист
Внутренний материал	Нержавеющая сталь
Полки	3 (нержавеющая сталь)

Дверной замок с ключом	Да
Внешний замок	Да
Порт доступа	2шт. Ø 25 мм
Ролики	4+(2 выравнивающие ножки)
Регистрация данных/интервал/время записи	USB/запись каждые 1 минуту / 365 дней
Резервная батарея	Да
Оповещение	
Температура	Высокая/низкая температура, высокая температура окружающей среды
Электрический	Сбой питания
Система	Неисправность датчика, Ошибка связи, Сигнализация перегрева конденсатора, Приоткрытая дверь, Сбой системы
Аксессуары	
Стандарт	Контакт дистанционной сигнализации
Параметры	Самописец, резервная система CO2

Габаритные Размеры





-86°C Сверхнизкотемпературный Морозильник Морозильник Для Вакцин DW- HL528HC

- Быстрое охлаждение до заданной температуры
- Высокоэффективный компрессор, углеводородный экологический хладагент
- Конструкция со сверхнизким уровнем шума для защиты окружающей среды
- Снижение энергопотребления морозильной камеры на 40%
- Оснащен вакуумной теплоизоляционной плитой VIP

Сверхнизкотемпературный морозильник Meling -86°C HC DW-HL528HC представляет суперобновление в серии сверхнизкотемпературных морозильников. Новая конструкция морозильной камеры для лаборатории и медицины имеет 2 независимые внутренние двери. Оптимизированная пенная изоляция внутри дверей обеспечивает лучшие температурные характеристики. Эта сверхнизкая морозильная камера/лабораторная морозильная камера специально разработана для обеспечения длительного и безопасного хранения ценных медицинских и лабораторных материалов.

Система управления высокой конфигурации

Ультранизкий морозильник имеет новый 7-дюймовый светодиодный сенсорный дисплей, обеспечивающий более удобный и удобный интерфейс. И это обеспечивает точное отображение температуры в 0,1 °C. И вы можете установить внутреннюю температуру от -40°C до -86°C.

Система охранной сигнализации

Этот сверххолодный морозильник обеспечивает 10 типов звуковых и визуальных сигналов тревоги. Система аварийной сигнализации включает в себя сигнализацию о высокой или низкой температуре, сигнализацию о приоткрытой дверце, сигнализацию о сбое питания, сигнализацию о перегреве конденсатора и сигнализацию о сбое системы.

Изысканный дизайн структуры

Медицинский и лабораторный сверхнизкий морозильник Meling DW-HL528HC имеет 2 независимые внутренние двери с пенопластовой изоляцией, что обеспечивает более высокие температурные характеристики. Внешний материал изготовлен из высококачественной конструкционной стали, а внутренний материал изготовлен из нержавеющей стали. Структура хранения состоит из 3 высокопрочных полок из нержавеющей стали SUS304, устойчивых к коррозии и легко чистящихся.

Функции

Ведущий китайский производитель сверхнизкотемпературных морозильных камер. Оснащен компрессором SECOP и вентиляторами EBM известного немецкого бренда. Принят запатентованный углеводородный хладагент, не содержащий хлорфторуглеродов, для быстрого охлаждения и защиты окружающей среды.

Платиновые датчики сопротивления PT-100 для чувствительного обнаружения изменений температуры.

Блокируемая клавиатура и защита паролем для предотвращения настройки параметров без авторизации.

Оснащен вакуумной изоляционной панелью VIP Plus с пенопластовой изоляцией толщиной 130 мм для обеспечения стабильности температуры.

Разработан с запираемой передней дверью с ручкой во всю высоту для предотвращения несанкционированного доступа.

Для безопасного хранения он допускает задержку запуска машины и защиту от отключения питания.

Что касается роликов, он оснащен 4 роликами PCS и 2 регулировочными ножками для легкого перемещения.

Дополнительные конфигурации включают сигнальную лампу, интеллектуальную систему контроля температуры, регистратор температуры и резервную систему CO2.
Сертификат: Сертификат CE, ISO9001, ISO14001, ISO13485.
DW-HL398HC/DW-HL528HC/DW-HL678HC/778HC/858HC/1008H с двойным компрессором, если один из них поврежден, другой может стабильно поддерживать температуру -70 °C

Сфера применения

Этот сверхнизкотемпературный морозильник HC можно использовать в качестве лабораторного морозильника, сверхнизкого медицинского морозильника и морозильника глубокой заморозки, подходящего для применения в больницах, системах здравоохранения и профилактики заболеваний, колледжах и университетах, исследовательских учреждениях, электронной промышленности, лабораториях в колледжах и университетах, биоинженерия и многое другое.


Характеристики

-86 °C HC Ультранизкотемпературный морозильник

Модель	DW-HL528HC
Тип шкафа	Вертикальный
Емкость (л)	528
Внутренний размер(Ш*Д*В) мм	585*696*1266
Внешний размер(Ш*Д*В)мм	930*1041*1947
Размер упаковки (Ш*Г*В) мм	1035*1165*2158
С3/ГВт (кг)	286/356
Описание	
Диапазон температур	-40 ~ -86°C
Температура окружающей среды	16-32°C
Производительность охлаждения	-86°C
Климатический класс	H
Контроллер	Микропроцессор
Экран	Сенсорный экран
Охлаждение	
Компрессор	2шт
Метод охлаждения	Прямое охлаждение
Режим разморозки	Ручная
Хладагент	ХК
Толщина изоляции (мм)	130
материалы	
Внешний материал	Холоднокатаный стальной лист
Внутренний материал	Нержавеющая сталь
Полки	3 (нержавеющая сталь)
Дверной замок с ключом	Да

Внешний замок	Да
Порт доступа	2шт. Ø 25 мм
Ролики	4+(2 выравнивающие ножки)
Регистрация данных/интервал/ время записи	USB/запись каждые 1 минуту / 365 дней
Резервная батарея	Да
Оповещение	
Температура	Высокая/низкая температура
Электрический	Сбой питания
Система	Отказ датчика, ошибка связи с основной платой, сигнализация перегрева конденсатора, приоткрытая дверь, отказ системы
Аксессуары	
Стандарт	RS485, дистанционный контакт сигнализации
Параметры	Самописец, резервная система CO2

Габаритные Размеры





-86°C Сверхнизкотемпературный Морозильник Морозильник Для Вакцин DW- HL678HC

- Быстрое охлаждение до заданной температуры
- Высокоэффективный компрессор, углеводородный экологический хладагент
- Конструкция со сверхнизким уровнем шума для защиты окружающей среды
- Снижение энергопотребления морозильной камеры на 40%
- Оснащен вакуумной теплоизоляционной плитой VIP

Сверхнизкотемпературный морозильник Meling -86°C HC DW-HL678HC приносит суперобновление в серию сверхнизкотемпературных морозильников. Новая конструкция морозильника для лаборатории и медицины имеет 4 независимых внутренних двери. Оптимизированная пенная изоляция внутри дверей обеспечивает лучшие температурные характеристики. Эта сверхнизкая морозильная камера/лабораторная морозильная камера специально разработана для обеспечения длительного и безопасного хранения ценных медицинских и лабораторных материалов.

Система управления высокой конфигурации

Ультранизкий морозильник имеет новый 7-дюймовый светодиодный сенсорный дисплей, обеспечивающий более удобный и удобный интерфейс. И это обеспечивает точное отображение температуры в 0,1 °C. И вы можете установить внутреннюю температуру от -40°C до -86°C.

Система охранной сигнализации

Этот сверххолодный морозильник обеспечивает 10 типов звуковых и визуальных сигналов тревоги. Система защитной сигнализации включает в себя сигнализацию о высокой или низкой температуре, сигнализацию о приоткрытой двери, сигнализацию о сбое питания, сигнализацию о перегреве конденсатора и сигнализацию о сбое системы.

Изысканный дизайн структуры

Медицинский и лабораторный сверхнизкий морозильник Meling DW-HL678HC оснащен 4 независимыми внутренними дверями с пенопластовой изоляцией, что обеспечивает более высокие температурные характеристики. Внешний материал изготовлен из высококачественной конструкционной стали, а внутренний материал изготовлен из нержавеющей стали. Структура хранения состоит из 3 высокопрочных полок из нержавеющей стали SUS304, устойчивых к коррозии и легко чистящихся.

Функции

Ведущий китайский производитель сверхнизкотемпературных морозильных камер.

Оснащен компрессором Embraco и вентиляторами EBM известного немецкого бренда.

Принят запатентованный углеводородный хладагент, не содержащий хлорфторуглеродов, для быстрого охлаждения и защиты окружающей среды.

Платиновые датчики сопротивления PT-100 для чувствительного обнаружения изменений температуры.

Блокируемая клавиатура и защита паролем для предотвращения настройки параметров без авторизации.

Оснащен вакуумной изоляционной панелью VIP Plus с пенопластовой изоляцией толщиной 130 мм для обеспечения стабильности температуры.

Разработан с запираемой передней дверью с ручкой во всю высоту для предотвращения несанкционированного доступа.

Для безопасного хранения он допускает задержку запуска машины и защиту от отключения питания.

Что касается роликов, он оснащен 4 роликами PCS и 2 регулировочными ножками для легкого перемещения.

Дополнительные конфигурации включают сигнальную лампу, интеллектуальную систему контроля температуры, регистратор температуры и резервную систему CO2.

Сертификат: Сертификат CE, ISO9001, ISO14001, ISO13485.

DW-HL398HC/DW-HL528HC/DW-HL678HC/778HC/858HC/1008H с двойным компрессором, если один из них поврежден, другой может стабильно поддерживать температуру -70 °C

Сфера применения

Этот сверхнизкотемпературный морозильник HC можно использовать в качестве лабораторного морозильника, сверхнизкого медицинского морозильника и морозильника глубокой заморозки, подходящего для применения в больницах, системах здравоохранения и профилактики заболеваний, колледжах и университетах, исследовательских учреждениях, электронной промышленности, лабораториях в колледжах и университетах, биоинженерия и многое другое.


Характеристики


-86 °C HC Ультранизкотемпературный морозильник

Модель	DW-HL678HC
Тип шкафа	Вертикальный
Емкость (л)	678
Внутренний размер(Ш*Д*В) мм	750*696*1286
Внешний размер(Ш*Д*В)мм	1090*1025*1955
Размер упаковки (Ш*Г*В) мм	1203*1155*2171
С3/ГВт (кг)	330/423
Описание	
Диапазон температур	-40 ~ -86°C
Температура окружающей среды	16-32°C
Производительность охлаждения	-86°C
Климатический класс	H
Контроллер	Микропроцессор
Экран	Сенсорный экран
Охлаждение	
Компрессор	2шт
Метод охлаждения	Прямое охлаждение
Режим разморозки	Ручная
Хладагент	ХК
Толщина изоляции (мм)	130
Материалы	
Внешний материал	Холоднокатаный стальной лист
Внутренний материал	Оцинкованный стальной лист/нержавеющая сталь
Полки	3 (нержавеющая сталь)
Дверной замок с ключом	Да
Внешний замок	Да
Порт доступа	3шт. Ø 25 мм

Ролики	4+(2 выравнивающие ножки)
Регистрация данных/интервал/ время записи	USB/запись каждые 1 минуту / 365 дней
Резервная батарея	Да
Оповещение	
Температура	Высокая/низкая температура, высокая температура окружающей среды
Электрический	Сбой питания
Система	Отказ датчика, ошибка связи с основной платой, сигнализация перегрева конденсатора, приоткрытая дверь, отказ системы
Аксессуары	
Стандарт	Контакт дистанционной сигнализации
Параметры	Самописец, резервная система CO2

Габаритные Размеры





-86°C Сверхнизкотемпературный Морозильник Морозильник Для Вакцин DW- HL778HC

- Быстрое охлаждение до заданной температуры
- Высокоэффективный компрессор, углеводородный экологический хладагент
- Конструкция со сверхнизким уровнем шума для защиты окружающей среды
- Снижение энергопотребления морозильной камеры на 40%
- Оснащен вакуумной теплоизоляционной плитой VIP

Сверхнизкотемпературный морозильник Meling -86°C HC DW-HL778HC представляет суперобновление в серии сверхнизкотемпературных морозильников. Новая конструкция морозильной камеры для лаборатории и медицины имеет 4 независимых внутренних двери. Оптимизированная пенная изоляция внутри дверей обеспечивает лучшие температурные характеристики. Эта сверхнизкая морозильная камера/лабораторная морозильная камера специально разработана для обеспечения длительного и безопасного хранения ценных медицинских и лабораторных материалов.

Система управления высокой конфигурации

Ультранизкий морозильник имеет новый 7-дюймовый светодиодный сенсорный дисплей, обеспечивающий более удобный и удобный интерфейс. И это обеспечивает точное отображение температуры в 0,1 °C. И вы можете установить внутреннюю температуру от -40°C до -86°C.

Система охранной сигнализации

Этот сверххолодный морозильник обеспечивает 10 типов звуковых и визуальных сигналов тревоги. Система защитной сигнализации включает в себя сигнализацию о высокой или низкой температуре, сигнализацию о приоткрытой двери, сигнализацию о сбое питания, сигнализацию о перегреве конденсатора и сигнализацию о сбое системы.

Изысканный дизайн структуры

Медицинский и лабораторный сверхнизкий морозильник Meling DW-HL778HC оснащен 4 независимыми внутренними дверцами с пенопластовой изоляцией, что обеспечивает более высокие температурные характеристики. Внешний материал изготовлен из высококачественной конструкционной стали, а внутренний материал изготовлен из нержавеющей стали. И структура хранения разработана с 3 высокопрочными

Полки из нержавеющей стали SUS304, устойчивые к коррозии и легко чистящиеся.

Функции

Ведущий китайский производитель ультранизкотемпературных морозильных камер
Оснащен компрессором SECOP и вентиляторами EBM известного немецкого бренда.

Принят запатентованный углеводородный хладагент, не содержащий хлорфторуглеродов, для быстрого охлаждения и защиты окружающей среды.

Платиновые датчики сопротивления PT-100 для точного обнаружения изменений температуры

Блокируемая клавиатура и защита паролем для предотвращения настройки параметров без авторизации

Оснащен вакуумной изоляционной панелью VIP Plus с пенопластовой изоляцией толщиной 130 мм для обеспечения стабильности температуры.

Разработан с запираемой передней дверью с ручкой во всю высоту для предотвращения несанкционированного доступа

Для безопасного хранения он допускает задержку запуска машины и защиту от отключения питания.

Что касается роликов, он оснащен 4 роликами PCS и 2 регулировочными ножками для легкого перемещения.

Дополнительные конфигурации включают сигнальную лампу, интеллектуальную систему контроля температуры, регистратор температуры и резервную систему CO2.

Сертификат: сертификат CE, ISO9001, ISO14001, ISO13485
DW-HL398HC/DW-HL528HC/DW-HL678HC/778HC/858HC/1008HC с двойным компрессором, если один из них поврежден, другой может стабильно поддерживать температуру на уровне -70 °C

Сфера применения

Этот сверхнизкотемпературный морозильник HC можно использовать в качестве лабораторного морозильника, сверхнизкого медицинского морозильника и морозильника глубокой заморозки, подходящего для применения в больницах, системах здравоохранения и профилактики заболеваний, колледжах и университетах, исследовательских учреждениях, электронной промышленности, лабораториях в колледжах и университетах, биоинженерия и многое другое.

Характеристики

-86 °C HC Ультранизкотемпературный морозильник

Модель	DW-HL778HC
Тип шкафа	Вертикальный
Емкость (л)	778
Внутренний размер(Ш*Д*В) мм	865*696*1286
Внешний размер(Ш*Д*В)мм	1205*1025*1955
Размер упаковки (Ш*Г*В) мм	1320*1155*2171
С3/ГВт (кг)	365/455
Описание	
Диапазон температур	-40 ~ -86°C
Температура окружающей среды	16-32°C
Производительность охлаждения	-86°C
Климатический класс	H
Контроллер	Микропроцессор
Экран	Сенсорный экран
Охлаждение	
Компрессор	2шт
Метод охлаждения	Прямое охлаждение
Режим разморозки	Ручная
Хладагент	ХК
Толщина изоляции (мм)	130
Материалы	
Внешний материал	Холоднокатаный стальной лист
Внутренний материал	Нержавеющая сталь
Полки	3 (нержавеющая сталь)
Дверной замок с ключом	Да
Внешний замок	Да

Порт доступа	3шт. Ø 25 мм
Ролики	4+(2 выравнивающие ножки)
Регистрация данных/интервал/ время записи	USB/запись каждые 1 минуту/365 дней
Резервная батарея	Да
Оповещение	
Температура	Высокая/низкая температура
Электрический	Сбой питания, низкий заряд батареи
Система	Отказ датчика, ошибка связи с основной платой, сигнализация перегрева конденсатора, приоткрытая дверь, отказ системы
Аксессуары	
Стандарт	Контакт дистанционной сигнализации
Параметры	Самописец, резервная система CO2



-86°C Сверхнизкотемпературный Морозильник Морозильник Для Вакцин DW- HL858HC

- Быстрое охлаждение до заданной температуры
- Высокоэффективный компрессор, углеводородный экологический хладагент
- Конструкция со сверхнизким уровнем шума для защиты окружающей среды
- Снижение энергопотребления морозильной камеры на 40%
- Оснащен вакуумной теплоизоляционной плитой VIP

Морозильник сверхнизкой температуры Meling -86°C HC DW-HL858HC привносит суперобновление в серию морозильников сверхнизкой температуры. Новая конструкция морозильной камеры для лаборатории и медицины имеет 4 независимых внутренних двери. Оптимизированная пенная изоляция внутри дверей обеспечивает лучшие температурные характеристики. Эта сверхнизкая морозильная камера/лабораторная морозильная камера специально разработана для обеспечения длительного и безопасного хранения ценных медицинских и лабораторных материалов.

Система управления высокой конфигурации

Ультранизкий морозильник имеет новый 7-дюймовый светодиодный сенсорный дисплей, обеспечивающий более удобный и удобный интерфейс. И это обеспечивает точное отображение температуры в 0,1 °C. И вы можете установить внутреннюю температуру от -40°C до -86°C.

Система охранной сигнализации

Этот сверххолодный морозильник обеспечивает 10 типов звуковых и визуальных сигналов тревоги. Система защитной сигнализации включает в себя сигнализацию о высокой или низкой температуре, сигнализацию о приоткрытой двери, сигнализацию о сбое питания, сигнализацию о перегреве конденсатора и сигнализацию о сбое системы.

Изысканный дизайн структуры

Медицинский и лабораторный сверхнизкий морозильник Meling DW-HL858HC оснащен 4 независимыми внутренними дверцами с пенопластовой изоляцией, что обеспечивает более высокие температурные характеристики. Внешний материал изготовлен из высококачественной конструкционной стали, а внутренний материал изготовлен из нержавеющей стали. Структура хранения состоит из 3 высокопрочных полок из нержавеющей стали SUS304, устойчивых к коррозии и легко чистящихся.

Функции

Ведущий китайский производитель ультранизкотемпературных морозильных камер
Оснащен компрессором Embraco и вентиляторами EBM известного немецкого бренда.

Принят запатентованный углеводородный хладагент, не содержащий хлорфторуглеродов, для быстрого охлаждения и защиты окружающей среды.

Платиновые датчики сопротивления PT-100 для точного обнаружения изменений температуры

Блокируемая клавиатура и защита паролем для предотвращения настройки параметров без авторизации

Оснащен вакуумной изоляционной панелью VIP Plus с пенопластовой изоляцией толщиной 130 мм для обеспечения стабильности температуры.

Разработан с запираемой передней дверью с ручкой во всю высоту для предотвращения несанкционированного доступа

Для безопасного хранения он допускает задержку запуска машины и защиту от отключения питания.

Что касается роликов, он оснащен 4 роликами PCS и 2 регулировочными ножками для легкого перемещения.

Дополнительные конфигурации включают сигнальную лампу, интеллектуальную систему контроля температуры, регистратор температуры и резервную систему CO2.
Сертификат: сертификат CE, ISO9001, ISO14001, ISO13485
DW-HL678HC/778HC/858HC/1008HC с двойным компрессором, если один из них поврежден, другой может стабильно поддерживать температуру на уровне -70 °C

Сфера применения

Этот сверхнизкотемпературный морозильник HC можно использовать в качестве лабораторного морозильника, сверхнизкого медицинского морозильника и морозильника глубокой заморозки. Он подходит для применения в больницах, системах здравоохранения и профилактики заболеваний, колледжах и университетах, исследовательских учреждениях, электронной промышленности, лабораториях в колледжах и университетах, биоинженерия и многое другое.

Характеристики

-86 °C HC Ультранизкотемпературный морозильник

Модель	DW-HL858HC
Тип шкафа	Вертикальный
Емкость (л)	858
Внутренний размер(Ш*Д*В) мм	877*696*1378
Внешний размер(Ш*Д*В)мм	1217*1025*1994
Размер упаковки (Ш*Г*В) мм	1330*1155*2176
С3/ГВт (кг)	390/475
Описание	
Диапазон температур	-40 ~ -86°C
Температура окружающей среды	16-32°C
Производительность охлаждения	-86°C
Климатический класс	H
Контроллер	Микропроцессор
Экран	Сенсорный экран
Охлаждение	
Компрессор	2шт
Метод охлаждения	Прямое охлаждение
Режим разморозки	Ручная
Хладагент	ХК
Толщина изоляции (мм)	130
Материалы	
Внешний материал	Холоднокатаный стальной лист
Внутренний материал	Нержавеющая сталь
Полки	3 (нержавеющая сталь)
Дверной замок с ключом	Да

Внешний замок	Да
Порт доступа	3шт. Ø 25 мм
Ролики	4+(2 выравнивающие ножки)
Регистрация данных/интервал/ время записи	USB/запись каждые 1 минуту / 365 дней
Резервная батарея	Да
Оповещение	
Температура	Высокая/низкая температура, высокая температура окружающей среды
Электрический	Сбой питания
Система	Отказ датчика, ошибка связи с основной платой, сигнализация перегрева конденсатора, приоткрытая дверь, отказ системы
Аксессуары	
Стандарт	Контакт дистанционной сигнализации
Параметры	Самописец, резервная система CO2



-86°C Сверхнизкотемпературный Экономичный Морозильник DW-HL218HC

- Высокоточная система контроля температуры
- Мощная система охлаждения
- Эффективная система теплоизоляции
- Система звуковой и визуальной сигнализации
- Датчики температуры с платиновым резистором

Сверхнизкотемпературный морозильник Meling -86°C DW-HL218HC — это лабораторный морозильник и медицинский морозильник. Эта сверхглубокая морозильная камера оснащена высокоточной регулировкой температуры, обеспечивающей равномерность температуры в камере в диапазоне от -40°C до -86°C. Целенаправленное охлаждение морозильной камеры обеспечивает быстрое охлаждение. Он разработан с учетом потребностей человека, энергосбережения и защиты окружающей среды. В нем можно безопасно хранить материалы лабораторных исследований, фармацевтическое сырье и многое другое. Этот медицинский/лабораторный морозильник подходит для использования в банках крови, системах здравоохранения и профилактики заболеваний, больницах, колледжах и университетах, исследовательских учреждениях, электронной промышленности, лабораториях в колледжах и университетах, биологической инженерии, военных предприятиях, компаниях, занимающихся глубоководным рыболовством. , и т.д.

Высокоточная система контроля температуры

Морозильная камера DW-HL218HC со сверхнизкой температурой -86°C оснащена микропроцессорной системой контроля температуры, которая позволяет свободно устанавливать температуру внутри камеры в диапазоне от -40°C до -86°C. И это обеспечивает точность управления в 1°C.

Мощная система охлаждения

Морозильная камера DW-HL218HC оснащена компрессором Secor и известным вентилятором EMB, которые являются энергосберегающими и экологически чистыми. Большой ребристый конденсатор с расстоянием между ребрами менее 2 мм обеспечивает эффективный отвод тепла.

Эффективная система теплоизоляции

Эта встраиваемая морозильная камера оснащена дверцей с вакуумной изоляцией VIP Plus и уплотнением. А шесть сторон шкафа изготовлены из высокоэффективных вакуумных изоляционных материалов, которые могут улучшить теплоизоляционные характеристики.

Звуковая и визуальная сигнализация

Лабораторный морозильник Meling имеет совершенную систему звуковой и визуальной сигнализации, включая сигнализацию о сбое датчика, сигнализацию о высокой/низкой температуре, сигнализацию о сбое питания, сигнализацию о приоткрытой двери, низкий заряд батареи и т. д. И он имеет функцию задержки включения и защиты интервала остановки, обеспечивая надежную операцию.

Функции

Ведущий китайский производитель ультранизкотемпературных морозильных камер

Высокоточная микрокомпьютерная система контроля температуры для легкой и точной установки температуры

Датчики температуры с платиновым резистором могут осуществлять более точный контроль температуры.

Высококачественная и простая в использовании панель управления для установки температурного диапазона от -40°C до -86°C с цифровой индикацией температуры с точностью до 1°C.

Запираемая дверь, блокировка клавиатуры и доступ по паролю предотвращают любой несанкционированный доступ и операции

Вертикальный морозильник с наружными панелями из нержавеющей стали и окрашенной стали, а также 4 универсальных ролика для удобства перемещения

Регулируемые 2-3 полки из нержавеющей стали с внутренней дверцей и двойным силиконовым уплотнителем

С функцией регистрации данных USB запишите данные за 2 года.

Электропитание: 220В/50Гц 1 фаза, может быть изменено на 220В 60Гц или 110В 50/60Гц.

Дополнительно: самописец, резервная система CO2, стеллажи/боксы для морозильной камеры

Сфера применения

Сверхнизкий морозильник DW-HL218HC может использоваться в качестве лабораторного морозильника, сверхнизкого медицинского морозильника и морозильника для вакцин, подходит для использования в больницах, системах здравоохранения и профилактики заболеваний, исследовательских институтах, колледжах и университетах, электронной промышленности, биологической инженерии, лабораториях в колледжи и университеты, военные предприятия, компании, занимающиеся глубоководным рыболовством, и т. д.

Характеристики

-86 °C Ультранизкотемпературный морозильник

Модель	DW-HL218HC
Тип шкафа	Вертикальный
Емкость (л)	218
Внутренний размер(Ш*Д*В) мм	470*582*768
Внешний размер(Ш*Д*В)мм	862*976*1555
Размер упаковки (Ш*Г*В) мм	983*1073*1741
С3/ГВт (кг)	218/255
Описание	
Диапазон температур	-40 ~ -86°C
Температура окружающей среды	16-32°C
Производительность охлаждения	-86°C
Климатический класс	H
Контроллер	Микропроцессор
Экран	Цифровой дисплей
Охлаждение	
Компрессор	1шт

Метод охлаждения	Прямое охлаждение
Режим разморозки	Ручная
Хладагент	ХК
Толщина изоляции (мм)	Л/П: 155, Б: 170
Материалы	
Внешний материал	Холоднокатаный стальной лист
Внутренний материал	Нержавеющая сталь
Полки	1 (нержавеющая сталь)
Дверной замок с ключом	Да
Замок	Да
Порт доступа	1шт. Ø 40 мм
Ролики	4
Регистрация данных/интервал/ время записи	USB/запись каждые 10 минут / 2 года
Резервная батарея	Да
Оповещение	
Температура	Высокая/низкая температура, высокая температура окружающей среды
Электрический	Сбой питания, низкий заряд батареи
Система	Сбой датчика, Перегрев конденсатора, Приоткрытая дверь, Сбой встроенного USB-регистратора данных, Ошибка связи
Аксессуар	
Стандарт	RS485, дистанционный контакт сигнализации
Параметры	Самописец, резервная система CO2



-86°C Сверхнизкотемпературный Морозильник Морозильник Для Вакцин DW- HL1008HC

- Быстрое охлаждение до заданной температуры
- Высокоэффективный компрессор, углеводородный экологический хладагент
- Конструкция со сверхнизким уровнем шума для защиты окружающей среды
- Снижение энергопотребления морозильной камеры на 40%
- Оснащен вакуумной теплоизоляционной плитой VIP

Сверхнизкий морозильник для вакцин Meling -86°C HC DW-HL1008HC привносит суперобновление в серию сверхнизких морозильников. Новая конструкция морозильной камеры для лаборатории и медицины имеет 4 независимых внутренних двери. Оптимизированная пенная изоляция внутри дверей обеспечивает лучшие температурные характеристики. Эта сверхнизкая морозильная камера/лабораторная морозильная камера специально разработана для обеспечения длительного и безопасного хранения ценных медицинских и лабораторных материалов.

Система управления высокой конфигурации

Ультранизкий морозильник имеет новый 7-дюймовый светодиодный сенсорный дисплей, обеспечивающий более удобный и удобный интерфейс. И это обеспечивает точное отображение температуры в 0,1 °C. И вы можете установить внутреннюю температуру от -40°C до -86°C.

Система охранной сигнализации

Этот сверххолодный морозильник обеспечивает 10 типов звуковых и визуальных сигналов тревоги. Система аварийной сигнализации включает в себя сигнализацию о высокой или низкой температуре, сигнализацию о приоткрытой дверце, сигнализацию о сбое питания, сигнализацию о перегреве конденсатора и сигнализацию о сбое системы.

Изысканный дизайн структуры

Медицинский и лабораторный сверхнизкий морозильник Meling DW-HL1008HC оснащен 4 независимыми внутренними дверцами с пенопластовой изоляцией, что обеспечивает более высокие температурные характеристики. Внешний материал изготовлен из высококачественной конструкционной стали, а внутренний материал изготовлен из нержавеющей стали. Структура хранения состоит из 3 высокопрочных полок из нержавеющей стали SUS304, устойчивых к коррозии и легко чистящихся.

Функции

Ведущий китайский производитель ультранизкотемпературных морозильных камер Оснащен компрессором Embraco и вентиляторами EBM известного немецкого бренда. Принят запатентованный углеводородный хладагент, не содержащий хлорфторуглеродов, для быстрого охлаждения и защиты окружающей среды.

Платиновые датчики сопротивления PT-100 для точного обнаружения изменений температуры

Блокируемая клавиатура и защита паролем для предотвращения настройки параметров без авторизации

Оснащен вакуумной изоляционной панелью VIP Plus с пенопластовой изоляцией толщиной 130 мм для обеспечения стабильности температуры.

Разработан с запираемой передней дверью с ручкой во всю высоту для предотвращения несанкционированного доступа

Для безопасного хранения он допускает задержку запуска машины и защиту от отключения питания.

Что касается роликов, он оснащен 4 роликами PCS и 2 регулировочными ножками для легкого перемещения.

Дополнительные конфигурации включают сигнальную лампу, интеллектуальную систему контроля температуры, регистратор температуры и резервную систему CO2.
Сертификат: сертификат CE, ISO9001, ISO14001, ISO13485
DW-HL678S/778S/858S/1008S с двойным компрессором, если один из них поврежден, другой может стабильно поддерживать температуру на уровне -70 °C

Сфера применения

Этот сверхнизкотемпературный морозильник HC можно использовать в качестве лабораторного морозильника, сверхнизкого медицинского морозильника и морозильника глубокой заморозки. Он подходит для применения в больницах, системах здравоохранения и профилактики заболеваний, колледжах и университетах, исследовательских учреждениях, электронной промышленности, лабораториях в колледжах и университетах, биоинженерия и многое другое.

Характеристики

-86 °C HC Ультранизкотемпературный морозильник

Модель	DW-HL1008HC
Тип шкафа	Вертикальный
Емкость (л)	1008
Внутренний размер(Ш*Д*В) мм	1022*696*1378
Внешний размер(Ш*Д*В)мм	1362*1025*1994
Размер упаковки (Ш*Г*В) мм	1473*1155*2176
С3/ГВт (кг)	426/546
Описание	
Диапазон температур	-40 ~ -86°C
Температура окружающей среды	16-32°C
Производительность охлаждения	-86°C
Климатический класс	H
Контроллер	Микропроцессор
Экран	Сенсорный экран
Охлаждение	
Компрессор	2шт
Метод охлаждения	Прямое охлаждение
Режим разморозки	Ручная
Хладагент	ХК
Толщина изоляции (мм)	130
Материалы	
Внешний материал	Холоднокатаный стальной лист
Внутренний материал	Нержавеющая сталь
Полки	3 (нержавеющая сталь)

Дверной замок с ключом	Да
Внешний замок	Да
Порт доступа	3шт. Ø 25 мм
Ролики	4+(2 выравнивающие ножки)
Регистрация данных/интервал/ время записи	USB/запись каждые 5 минут / 10 лет
Резервная батарея	Да
Оповещение	
Температура	Высокая/низкая температура, высокая температура окружающей среды
Электрический	Сбой питания
Система	Ошибка датчика, ошибка связи с основной платой, сигнализация перегрева конденсатора, приоткрытая дверь, сбой системы
Аксессуары	
Стандарт	RS485, дистанционный контакт сигнализации
По желанию	Самописец, система резервного копирования CO2

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: mgm@nt-rt.ru || сайт: <https://meling.nt-rt.ru/>