

Ультраморозильные камеры -40°C , экономичные, сверхнизкотемпературные, низкотемпературные, с сенсорным экраном

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: mgm@nt-rt.ru || сайт: <https://meling.nt-rt.ru/>



-40°C Низкотемпературный Морозильник Медицинский Морозильник DW-FW270

- Высокоэффективная система охлаждения
- Двухслойная теплоизоляционная пенопластовая дверь
- Высокоточная система контроля температуры
- Ориентированный на человека дизайн
- Ребристый конденсатор большой площади для отвода тепла

Обзор

Медицинский морозильник Meling -20°C-40°C оснащен высококачественной холодильной системой для быстрого охлаждения. Высокоточная система контроля температуры может одновременно отображать различные параметры, включая напряжение питания, температуру внутри шкафа и температуру окружающей среды, что может четко указывать рабочее состояние. И вы можете установить температуру внутри шкафа в диапазоне от -20°C до -40°C. Двухслойная теплоизоляционная пенопластовая дверь с наружной обшивкой типа подушки безопасности позволяет эффективно предотвратить потерю холодопроизводительности. Вкладыш изготовлен из нержавеющей стали, безопасной для медицинского применения.

Высокоэффективная система охлаждения Хладагент

без фреона, компрессор всемирно известного бренда и вентилятор EBM гарантируют быстрое охлаждение, энергосбережение и экологичность. Холодильный контур с авторскими правами на интеллектуальную собственность обеспечивает высокую эффективность и стабильность. Двухслойная теплоизоляционная пенопластовая дверь и изоляционная конструкция наружной дверной системы с многочисленными патентами могут эффективно предотвратить потерю холодопроизводительности. Шесть сторон шкафа изготовлены из высокоэффективного вакуумного изоляционного материала, что значительно улучшает теплоизоляционные характеристики.

Высокоточная система контроля температуры

Высокоточная микрокомпьютерная система контроля температуры и датчики температуры с платиновым резистором обеспечивают более точный контроль температуры.

Дизайн, ориентированный на человека Конструкция

из высококачественной листовой стали с фосфатным покрытием, футеровка из нержавеющей стали и конструкция с низким уровнем шума создают комфортную среду.

Функции

Цифровой дисплей температуры может одновременно отображать различные параметры, такие как температура внутри шкафа, напряжение питания и температура окружающей среды, четко указывая рабочее состояние.

Высокоточная микрокомпьютерная система контроля температуры и датчики температуры с платиновым резистором позволяют пользователям устанавливать температуру внутри шкафа в диапазоне от -20°C до -40°C.

Компрессор всемирно известного бренда и вентилятор EBM являются мощными, энергосберегающими и высокоэффективными.

Ребристый конденсатор большой площади характеризуется расстоянием между ребрами, равным или менее 2 мм, что обеспечивает большую площадь рассеивания тепла и удовлетворительную производительность.

Двухслойная теплоизолирующая пенопластовая дверь с наружным уплотнением типа подушки безопасности и изоляционная конструкция системы наружной двери с многочисленными патентами могут эффективно предотвратить потерю холодопроизводительности.

Шесть сторон шкафа изготовлены из высокоэффективного вакуумного изоляционного материала, что значительно улучшает теплоизоляционные характеристики.

Хорошо разработанная система сигнализации имеет несколько функций сигнализации: сигнализация высокой/низкой температуры, сигнализация сбоя питания, сигнализация отказа датчика, сигнализация низкого заряда батареи, плохого рассеивания тепла конденсатора, сигнализация отказа системы и т. д.

Функция защиты от задержки включения и интервала остановки может обеспечить надежность работы.
Функция блокировки клавиатуры и функция защиты паролем могут предотвратить любое изменение рабочих параметров без разрешения
. Вращающаяся ручка облегчает открытие двери.
Регулируемая многослойная структура удобна для хранения различных вещей.
Вкладыш из нержавеющей стали для медицинского применения устойчив к низким температурам и коррозии, имеет длительный срок службы и легко очищается.



Сфера применения

Медицинский морозильник Meling подходит для использования в научных исследованиях, криогенных испытаниях специальных материалов, испытаниях на устойчивость к низким температурам биологических материалов, вакцин, биологических продуктов и продукции военного назначения и т. д. Подходит для использования в исследовательских учреждениях, электронной промышленности, химической промышленности, больницы, система здравоохранения и профилактики заболеваний, лаборатории в колледжах и университетах, военные предприятия и т. д.

Характеристики

-40 °C Ультранизкотемпературный морозильник

Модель	DW-FW270
Тип шкафа	Ларь
Емкость (л)	270
Внутренний размер(Ш*Д*В) мм	1019*465*651
Внешний размер(Ш*Д*В)мм	1245*775*929
Размер упаковки (Ш*Г*В) мм	1332*815*975
С3/ГВт (кг)	77/85
Описание	
Диапазон температур	-20 ~ -40°C
Температура окружающей среды	16-32°C
Производительность охлаждения	-40°C
Климатический класс	H
Контроллер	Микропроцессор
Отображать	Цифровой дисплей
Охлаждение	
Компрессор	1шт
Метод охлаждения	Прямое охлаждение
Режим разморозки	Ручная
Хладагент	R290
Толщина изоляции (мм)	110
Материалы	
Внешний материал	Холоднокатаный стальной лист

Внутренний материал	Нержавеющая сталь
Подвесная корзина с покрытием	1
Дверной замок с ключом	Да
Пенообразующая крышка	По желанию
Порт доступа	1шт. Ø 25 мм
Ролики	4
Дверь с обогревателем	Горячий газ вокруг
Оповещение	
Температура	Высокая/низкая температура
Электрический	Сбой питания, низкий заряд батареи
Система	Отказ датчика



-40°C Сверхнизкотемпературный Лабораторный Морозильник DW-FW150

- Высокоэффективная система охлаждения
- Двухслойная теплоизоляционная пенопластовая дверь
- Высокоточная система контроля температуры
- Ориентированный на человека дизайн
- Ребристый конденсатор большой площади для отвода тепла

Сверхнизкотемпературный морозильный ларь Meling -20°C-40°C Лабораторный морозильник оснащен высококачественной холодильной системой для быстрого охлаждения. Высокоточная система контроля температуры может одновременно отображать различные параметры, включая сбой питания, температуру внутри шкафа и температуру окружающей среды, что может четко указывать рабочее состояние. И вы можете установить температуру внутри шкафа в диапазоне от -20°C до -40°C. Двухслойная теплоизоляционная пенопластовая дверь с наружной обшивкой типа подушки безопасности позволяет эффективно предотвратить потерю холодопроизводительности. Вкладыш изготовлен из нержавеющей стали, безопасной для медицинского применения.

Высокоэффективная система охлаждения Хладагент

без фреона, компрессор всемирно известного бренда и вентилятор EBM гарантируют быстрое охлаждение, энергосбережение и экологичность. Холодильный контур с авторскими правами на интеллектуальную собственность обеспечивает высокую эффективность и стабильность. Двухслойная теплоизоляционная пенопластовая дверь и изоляционная конструкция наружной дверной системы с многочисленными патентами могут эффективно предотвратить потерю холодопроизводительности. Корпус изготовлен из высокоэффективного вакуумного изоляционного материала, что значительно улучшает теплоизоляционные характеристики.

Высокоточная система контроля температуры

Высокоточная микрокомпьютерная система контроля температуры и датчики температуры с платиновым резистором обеспечивают более точный контроль температуры.

Дизайн, ориентированный на человека Конструкция

из высококачественной листовой стали с фосфатным покрытием, футеровка из нержавеющей стали и конструкция с низким уровнем шума создают комфортную среду.

Функции

Цифровой дисплей температуры может одновременно отображать различные параметры, такие как температура внутри шкафа, напряжение питания и температура окружающей среды, четко указывая рабочее состояние.

Высокоточная микрокомпьютерная система контроля температуры и датчики температуры с платиновым резистором позволяют пользователям устанавливать температуру внутри шкафа в диапазоне от -20°C до -40°C.

Компрессор всемирно известного бренда и вентилятор EBM являются мощными, энергосберегающими и высокоэффективными.

Ребристый конденсатор большой площади характеризуется расстоянием между ребрами, равным или менее 2 мм, что обеспечивает большую площадь рассеивания тепла и удовлетворительную производительность.

Двухслойная теплоизолирующая пенопластовая дверь с наружным уплотнением типа подушки безопасности и изоляционная конструкция системы наружной двери с многочисленными патентами могут эффективно предотвратить потерю холодопроизводительности.

Корпус изготовлен из высокоэффективного изоляционного материала, значительно улучшающего теплоизоляционные характеристики.

Хорошо разработанная система сигнализации имеет несколько функций сигнализации: сигнализация высокой/низкой температуры, сигнализация сбоя питания, сигнализация отказа датчика, сигнализация низкого заряда батареи, сигнализация плохого рассеивания тепла конденсатора, сигнализация отказа системы и т. д.

Функция защиты от задержки включения и интервала остановки может обеспечить надежность работы.
Функция блокировки клавиатуры и функция защиты паролем могут предотвратить любую настройку рабочих параметров без разрешения.
Вращающаяся ручка облегчает открытие двери Регулируемая многослойная структура удобна для хранения различных вещей
Вкладыш из нержавеющей стали для медицинского применения устойчив к низким температурам и коррозии, имеет длительный срок службы и легко очищается.



Сопоставления

Морозильник лабораторного класса Meling подходит для использования в научных исследованиях, криогенных испытаниях специальных материалов, испытаниях на устойчивость к низким температурам биологических материалов, вакцин, биологических продуктов и продукции военного назначения и т. д. Подходит для использования в исследовательских учреждениях, электронной промышленности, химической промышленности, больницы, система здравоохранения и профилактики заболеваний, лаборатории в колледжах и университетах, военные предприятия и т. д.

Характеристики

-40 °C Ультранизкотемпературный морозильник

Модель	DW-FW150
Тип шкафа	Ларь
Емкость (л)	150
Внутренний размер(Ш*Д*В) мм	585*465*651
Внешний размер(Ш*Д*В)мм	811*775*929
Размер упаковки (Ш*Г*В) мм	905*810*975
СЗ/ГВт (кг)	60/67
Описание	
Диапазон температур	-20 ~ -40°C
Температура окружающей среды	16-32°C
Производительность охлаждения	-40°C
Климатический класс	H
Контроллер	Микропроцессор
Отображать	Цифровой дисплей
Охлаждение	
Компрессор	1шт
Метод охлаждения	Прямое охлаждение
Режим разморозки	Ручная
Хладагент	R290

Толщина изоляции (мм)	110
Материалы	
Внешний материал	Холоднокатаный стальной лист
Внутренний материал	Нержавеющая сталь
Подвесная корзина с покрытием	1
Дверной замок с ключом	Да
Порт доступа	1шт. Ø 25 мм
Ролики	4
Резервная батарея	Да
Оповещение	
Температура	Высокая/низкая температура
Электрический	Сбой питания, низкий заряд батареи
Система	Отказ датчика



-20°C ~ -40°C Сверхнизкотемпературный Морозильник Медицинский Морозильник DW-FL450

- Два компрессора для контроля температуры по отдельности
- Экологически чистая холодильная система без фреона
- Пыленепроницаемая дверная прокладка легко моется
- Высокоточный микрокомпьютерный контроль температуры
- Звуковая и визуальная система безопасности

Компания Meling является лидером на рынке производителей сверхнизких температур от -20°C до -40°C. Морозильник для сверхнизких температур DW-FL450 специально разработан для медицинских и лабораторных морозильных камер. Этот сверхнизкотемпературный морозильник оснащен двумя компрессорами и двумя камерами, что позволяет независимо управлять верхней и нижней камерами. А высокоточная микрокомпьютерная система контроля температуры имеет возможность устанавливать температуру внутри шкафа в диапазоне от -20°C до -40°C. Встроенная дверная прокладка идеально поддерживает постоянную внутреннюю температуру и легко моется. Сверхнизкотемпературный морозильник лучше всего подходит для хранения различных медицинских и научных материалов, включая реагенты и многое другое.

Экологически чистая холодильная система

Экологически чистый хладагент, не содержащий фреона, и высокоэффективный закрытый компрессор, поставляемые известным брендом, обеспечивают энергосбережение и низкий уровень шума. Конденсатор, установленный на дне, обеспечивает температурную стабильность и надежность системы.

Высокоточный контроль температуры

Высокоточная компьютеризированная система контроля температуры обеспечивает регулируемую температуру внутри шкафа в диапазоне от -20 до -40°C. Морозильная камера оснащена двумя компрессорами, что позволяет осуществлять независимое управление верхней и нижней камерами.

Звуковая и визуальная система безопасности

Хорошо развитая система звуковой и визуальной сигнализации (сигнализация отказа датчика, сигнализация приоткрытой двери, сигнализация высокой/низкой температуры, сбой связи и т. д.) делает его более безопасным для хранения; Задержка включения и функция защиты интервала остановки могут обеспечить надежность работы.

Ориентированный на человека дизайн конструкции


Дугообразная угловая дверная рама и дизайн корпуса делают его внешний вид более привлекательным. Встроенная дверная прокладка пыленепроницаема и легко моется. Каждая из холодильной и морозильной камер оборудована 6 выдвижными ящиками, в которых удобно хранить вещи.

Функции

Двухдверный сверхнизкотемпературный с системой двойного дисплея
Цифровой дисплей температуры может четко отображать рабочее состояние
Высокоточная микрокомпьютерная система контроля температуры позволяет пользователям устанавливать температуру внутри шкафа в диапазоне от -20°C до -40°C.
Экологически безопасный хладагент, не содержащий фреона, и высокоэффективный закрытый компрессор известного бренда обеспечивают энергосбережение и низкий

уровень шума. Конденсатор, установленный в нижней части, обеспечивает температурную стабильность и надежность системы. Технология пенополиуретана без фреонов и более толстый изоляционный слой могут улучшить эффект теплоизоляции. Продуманная система звуковой и визуальной сигнализации делает хранение более безопасным. Функция защиты от задержки включения и интервала остановки может обеспечить надежность работы. Дверь оснащена замком, повышающим безопасность хранения проб.

Сопоставления



Характеристики

-40 °C Ультранизкотемпературный морозильник

Модель	DW-FL450
Тип шкафа	Вертикальный
Емкость (л)	450
Внутренний размер(Ш*Д*В) мм	(650*570*627)*2
Внешний размер(Ш*Д*В)мм	810*735*1960
Размер упаковки (Ш*Г*В) мм	895*820*2135
СЗ/ГВт (кг)	144/172
Описание	
Диапазон температур	-20 ~ -40°C
Температура окружающей среды	16-32°C
Производительность охлаждения	-40°C
Климатический класс	H
Контроллер	Микропроцессор
Отображать	Цифровой дисплей
Охлаждение	
Компрессор	2шт
Метод охлаждения	Прямое охлаждение
Режим разморозки	Руководство
Хладагент	R290
Толщина изоляции (мм)	80

Материалы	
Внешний материал	PCM
Внутренний материал	Алюминиевая пластина с напылением
Полки	6*2(АБС)
Дверной замок с ключом	Да
Дверь	2
Порт доступа	2шт. Ø 25 мм
Ролики	4 (2 ролика с тормозом)
Регистрация данных/интервал/ время записи	USB/запись каждые 10 минут / 2 года
Резервная батарея	Да
Оповещение	
Температура	Высокая/низкая температура, высокая температура окружающей среды
Электрический	Сбой питания, низкий заряд батареи
Система	Сбой датчика, сбой встроенного журнала данных USB, приоткрытая дверь, ошибка связи,
Аксессуар	
Стандарт	RS485, дистанционный контакт сигнализации



-20°C~-40°C Ультранизкотемпературный Морозильник DW-FL528

- Высокоэффективная система охлаждения
- Высокоточная система контроля температуры
- Ребристый конденсатор большой площади
- Высокоэффективная вакуумная изоляция
- Развитая система сигнализации

Низкотемпературная морозильная камера Meling -20°C~-40°C Медицинская морозильная камера DW-FL528 оснащена высококачественной холодильной системой для быстрого охлаждения. Высокоточная система контроля температуры может одновременно отображать различные параметры, включая напряжение питания, температуру внутри шкафа и температуру окружающей среды, что может четко указывать рабочее состояние. И вы можете установить температуру внутри шкафа в диапазоне от -20°C до 40°C. Двухслойная теплоизоляционная пенопластовая дверь с наружной обшивкой типа подушки безопасности позволяет эффективно предотвратить потерю холодопроизводительности.

Высокоэффективная система охлаждения

- Хладагент без фреона, компрессор всемирно известного бренда и вентилятор EBM гарантируют быстрое охлаждение, энергосбережение и экологичность;
- Холодильный контур с авторскими правами на интеллектуальную собственность обеспечивает высокую эффективность и стабильность работы;
- Двухслойная теплоизоляционная пенопластовая дверь и изоляционная конструкция наружной дверной системы с многочисленными патентами могут эффективно предотвратить потерю холодопроизводительности;

Высокоточная система контроля температуры

Высокоточная микрокомпьютерная система контроля температуры и датчики температуры с платиновым резистором обеспечивают более точный контроль температуры.

Дизайн, ориентированный на человека Конструкция

из высококачественной листовой стали с фосфатным покрытием, вкладыш из оцинкованного стального листа (дополнительно из нержавеющей стали) и конструкция с низким уровнем шума создают комфортную среду.

Функции

Цифровой дисплей температуры может одновременно отображать различные параметры, такие как температура внутри шкафа, напряжение питания и температура окружающей среды, четко указывая рабочее состояние.

Высокоточная микрокомпьютерная система контроля температуры и датчики температуры с платиновым резистором позволяют пользователям устанавливать температуру внутри шкафа в диапазоне от -20°C до -40°C.

Компрессор всемирно известного бренда и вентилятор EBM являются мощными, энергосберегающими и высокоэффективными.

Ребристый конденсатор большой площади характеризуется расстоянием между ребрами, равным или менее 2 мм, что обеспечивает большую площадь рассеивания тепла и удовлетворительную производительность.

Двухслойная теплоизолирующая пенопластовая дверь с наружным уплотнением типа подушки безопасности и изоляционная конструкция системы наружной двери с несколькими патентами могут эффективно предотвратить потерю холодопроизводительности, в значительной степени улучшая характеристики теплоизоляции.

Хорошо разработанная система сигнализации имеет несколько функций сигнализации: сигнализация высокой/низкой температуры, сигнализация приоткрытой двери, сигнализация сбоя питания, сигнализация сбоя датчика, сигнализация низкого заряда батареи, сигнализация плохого рассеивания тепла конденсатора, сигнализация отказа системы и т. д.

Функция защиты от задержки включения и интервала остановки может обеспечить надежность работы.
Функция блокировки клавиатуры и функция защиты паролем могут предотвратить любую настройку рабочих параметров без разрешения.
Вращающаяся ручка облегчает открытие двери Регулируемая многослойная структура удобна для хранения различных вещей
Вкладыш из оцинкованного стального листа (нержавеющая сталь) для медицинского применения устойчив к низким температурам и коррозии, имеет длительный срок службы и легко очищается.

 Сфера применения

Подходит для использования в научных исследованиях, криогенных испытаниях специальных материалов, испытаниях на устойчивость к низким температурам биологических материалов, вакцин, биологических продуктов и продукции военного назначения и т. д. Подходит для использования в исследовательских учреждениях, электронной промышленности, химической промышленности, больницах, здравоохранении. и система профилактики заболеваний, лаборатории в колледжах и университетах, военные предприятия и т. д.

Характеристики

-40 °C Ультранизкотемпературный морозильник

Модель	DW-FL528
Тип шкафа	Вертикальный
Емкость (л)	528
Внутренний размер(Ш*Д*В) мм	585*696*1266
Внешний размер(Ш*Д*В)мм	930*1041*1947
Размер упаковки (Ш*Г*В) мм	1035*1165*2157
С3/ГВт (кг)	234/305
Описание	
Диапазон температур	-20 ~ -40°C
Температура окружающей среды	16-32°C
Производительность охлаждения	-40°C
Климатический класс	H
Контроллер	Микропроцессор
Отображение	Цифровой дисплей
Охлаждение	
Компрессор	1шт
Метод охлаждения	Прямое охлаждение
Режим разморозки	Ручная
Хладагент	R290
Толщина изоляции (мм)	130
Материалы	
Внешний материал	Холоднокатаный стальной лист

Внутренний материал	Лист из нержавеющей стали / оцинкованной стали (опционально)
Полки	3
Дверной замок с ключом	Да
Внешний замок	Да
Порт доступа	2шт. Ø 25 мм
Ролики	4 (2 выравнивающие ножки)
Регистрация данных/интервал/ время записи	USB/запись каждые 10 минут / 2 года
Резервная батарея	Да
Оповещение	
Температура	Высокая/низкая температура, высокая температура окружающей среды
Электрический	Сбой питания, низкий заряд батареи
Система	Отказ датчика, Сигнализация перегрева конденсатора, Приоткрытая дверь, Ошибка связи, Отказ встроенного регистратора данных USB
Аксессуары	
Стандарт	RS485, дистанционный контакт сигнализации
По желанию	Самописец



Морозильная Камера Сверхнизкой Температуры -40°C С Сенсорным Экраном DW-FL528C

- Высокоэффективная система охлаждения.
- Высокоточная система контроля температуры.
- Дизайн, ориентированный на человека
- Высокоэффективная вакуумная изоляция.
- Развитая система сигнализации.

Низкотемпературная морозильная камера Meling -40°C Медицинская морозильная камера DW-FL528C оснащена высококачественной системой охлаждения для быстрого охлаждения. Высокоточная система контроля температуры может одновременно отображать различные параметры, включая напряжение питания, температуру внутри шкафа и температуру окружающей среды, что может четко указывать статус работы. Вы можете свободно устанавливать температуру внутри шкафа в диапазоне от -20°C до 40°C.

Высокоэффективная система охлаждения

- Хладагент, не содержащий фреона, компрессор всемирно известного бренда и вентилятор EBM гарантируют быстрое охлаждение, являются энергосберегающими и экологически чистыми;
- Холодильный контур с запатентованными правами интеллектуальной собственности обеспечивает высокую эффективность и стабильность;
- Изолированная внешняя дверь из пеноматериала с уплотнением эффективно предотвращает потерю охлаждающей способности;

Высокоточная система контроля температуры.

Высокоточная микрокомпьютерная система контроля температуры и датчики температуры с платиновым резистором обеспечивают более точный контроль температуры.

Ориентированный на человека дизайн

Высококачественная стальная пластина с фосфатным покрытием, обшивка из оцинкованного стального листа (опционально из нержавеющей стали) и малозумная конструкция создают комфортную среду.

Функции

7-дюймовый интеллектуальный сенсорный экран HD, удобный интерфейс и более точный контроль температуры, с Bluetooth, Wi-Fi и другими функциями, более удобное управление и более комплексные функции;

Высокоточная микрокомпьютерная система управления и резисторные датчики позволяют пользователям устанавливать температуру внутри шкафа в диапазоне от -20 до -40 °C;

Дополнительные функции, такие как разблокировка карты, разблокировка по отпечатку пальца и разблокировка с помощью распознавания лиц, доступны для облегчения быстрого доступа к образцам.

Компрессор всемирно известного бренда и вентилятор EBM являются мощными, энергосберегающими и высокоэффективными.

Ребристый конденсатор большой площади характеризуется пространством между ребрами, равным или менее 2 мм, что обеспечивает большую площадь для рассеивания тепла и удовлетворительную производительность.

Изолированная внешняя дверь из пеноматериала с уплотнительной конструкцией эффективно предотвращает потерю охлаждающей способности.

Хорошо развитая система сигнализации имеет несколько функций сигнализации: сигнализация о высокой/низкой температуре, сигнализация о приоткрытой двери, сигнализация о сбое питания, сигнализация о неисправности датчика, сигнализация о низком заряде батареи, сигнализация о плохом рассеивании тепла конденсатора, сигнализация о сбое системы и т. д.

Функция защиты от задержки включения и интервала остановки может обеспечить надежность при работе.
Функция блокировки клавиатуры и функция защиты паролем могут предотвратить любую настройку рабочих параметров без разрешения.
Вращающаяся ручка облегчает открывание двери. Регулируемая многослойная конструкция удобна для хранения различных вещей.
Вкладыш, изготовленный из оцинкованного стального листа (нержавеющая сталь) для медицинского использования, устойчив к низким температурам и коррозии, имеет длительный срок службы и легко чистится.

 Область применения

Подходит для использования в научных исследованиях, криогенных испытаниях специальных материалов, испытаниях на устойчивость к низким температурам биологических материалов, вакцин, биологических продуктов и военной продукции и т. д. Подходит для использования в исследовательских учреждениях, электронной промышленности, химической промышленности, больницах, здравоохранении. и система профилактики заболеваний, лаборатории в колледжах и университетах, военные предприятия и т. д.

Характеристики

Морозильная камера со сверхнизкой температурой -40 °C

Модель	DW-FL528C
Тип шкафа	Вертикальный
Емкость (л)	528
Внутренний размер (Ш*Д*В) мм	585*696*1266
Внешний размер(Ш*Д*В)мм	930*1041*1947
Размер упаковки (Ш*Д*В) мм	1035*1165*2157
СЗ/ГВ(кг)	234/305
Производительность	
Диапазон температур	-10 ~ -40°C(шаг регулировки 0,1°C)
Температура окружающей среды	16-32°C
Производительность охлаждения	-40°C
Климатический класс	H
Контроллер	Микропроцессор
Отображение	Интеллектуальный ЖК-дисплей HD с сенсорным экраном
Автоматическое диагностическое самотестирование	Да
Внутреннее освещение	Да
Европейская вилка	Да
Охлаждение	
Компрессор	1 шт.
Метод охлаждения	Прямое охлаждение
Режим разморозки	Ручная
Хладагент	R290
Толщина изоляции (мм)	130

Материалы	
Внешний материал	Холоднокатаный стальной лист, обработанный антикоррозийной обработкой.
Внутренний материал	Нержавеющая сталь
Полки	4 (все полки выдерживают нагрузку не менее 10 кг)
Дверной замок с ключом	Да, стандартно (опционально с электронной блокировкой)
Замок	Да
Порт доступа	2шт. Ø 25 мм
Ролики	4 (2 регулировочные ножки)
Регистрация данных/интервал/ время записи	Встроенный USB-регистратор данных/запись каждые 5 минут/10 лет
Резервная батарея	Да
Оповещение	
Температура	Высокая/Низкая температура (отклонение от настройки), Высокая температура окружающей среды
Электрический	Сбой питания, низкий заряд батареи
Система	Отказ датчика, сигнализация перегрева конденсатора, ошибка связи, сигнализация открытой двери, сбой системы
Электрический	
Источник питания (В/Гц)	220В±10%/50Гц
Потребляемая мощность (кВт/24 ч)	6,12 кВт·ч/24 часа
Аксессуары	
Стандартный	RS485, контакт удаленной сигнализации
Необязательный	Самописец, дополнительный совместимый ящик/ корзина



Морозильник Сверхнизкой Температуры -40°C DW-FL778C

- Высокоэффективная система охлаждения.
- Высокоточная система контроля температуры.
- Дизайн, ориентированный на людей

Обзор

Низкотемпературная морозильная камера Meling -20°C~-40°C Медицинская морозильная камера DW-FL778C оснащена высококачественной системой охлаждения для быстрого охлаждения. Высокоточная система контроля температуры может одновременно

отображать различные параметры, включая напряжение питания, температуру внутри шкафа и температуру окружающей среды, что может четко указывать статус работы. Вы можете свободно устанавливать температуру внутри шкафа в диапазоне от -20°C до 40°C.

Высокоэффективная система охлаждения

- Хладагент, не содержащий фреона, компрессор всемирно известного бренда и вентилятор EBM гарантируют быстрое охлаждение, являются энергосберегающими и экологически чистыми;
- Холодильный контур с запатентованными правами интеллектуальной собственности обеспечивает высокую эффективность и стабильность;
- Двухслойная теплоизоляционная дверь из вспененного материала и изоляционная конструкция внешней дверной системы, запатентованная многочисленными патентами, могут эффективно предотвратить потерю холодопроизводительности;

Высокоточная система контроля температуры.

Высокоточная микрокомпьютерная система контроля температуры и датчики температуры с платиновым резистором обеспечивают более точный контроль температуры.

Ориентированный на человека дизайн

Высококачественная стальная пластина с фосфатным покрытием, обшивка из оцинкованного стального листа (опционально из нержавеющей стали) и малозумная конструкция создают комфортную среду.

Функции

Высокоточная микрокомпьютерная система контроля температуры и датчики температуры с платиновым резистором позволяют пользователям устанавливать температуру внутри шкафа в диапазоне от -20 °C до -40 °C.

Компрессор всемирно известного бренда и вентилятор EBM являются мощными, энергосберегающими и высокоэффективными.

Изолированная внешняя дверь из пеноматериала с уплотнением эффективно предотвращает потерю охлаждающей способности;

Хорошо развитая система сигнализации имеет несколько функций сигнализации: сигнализация высокой/низкой температуры, сигнализация приоткрытой двери, сигнализация сбоя питания, сигнализация о низком заряде батареи, сигнализация плохого рассеивания тепла конденсатора, сигнализация сбоя системы и т. д.

Функция блокировки клавиатуры и функция защиты паролем могут предотвратить любую настройку рабочих параметров.

Вкладыш изготовлен из оцинкованного стального листа для медицинского использования, устойчив к низким температурам и коррозии, имеет длительный срок службы и легко чистится.

Область применения

Подходит для использования в научных исследованиях, криогенных испытаниях специальных материалов, испытаниях на устойчивость к низким температурам биологических материалов, вакцин, биологических продуктов и военной продукции и т. д. Подходит для использования в исследовательских учреждениях, электронной

промышленности, химической промышленности, больницах, здравоохранении. и система профилактики заболеваний, лаборатории в колледжах и университетах, военные предприятия и т. д.

Характеристики

Морозильная камера со сверхнизкой температурой -40 °C

Модель	DW-FL778C
Тип шкафа	Вертикальный
Емкость (л)	778
Внутренний размер (Ш*Д*В) мм	865*696*1286
Внешний размер(Ш*Д*В)мм	1205*1025*1955
Размер упаковки (Ш*Д*В) мм	1320*1155*2171
СЗ/ГВ(кг)	286/378
Производительность	
Диапазон температур	-20 ~ -40°C
Температура окружающей среды	16-32°C
Производительность охлаждения	-40°C
Климатический класс	H
Контроллер	Микропроцессор
Отображение	Интеллектуальный сенсорный экран высокой четкости
Охлаждение	
Компрессор	2шт
Метод охлаждения	Прямое охлаждение
Режим разморозки	Ручная
Хладагент	R290
Толщина изоляции (мм)	130
Материалы	
Внешний материал	Холоднокатаный стальной лист
Внутренний материал	Нержавеющая сталь/оцинкованная сталь (опция)
Полки	3
Дверной замок с ключом	Да
Внешний замок	Да
Порт доступа	3шт. Ø 25 мм
Ролики	4+(2 регулируемые ножки)
Регистрация данных/интервал/ объем памяти	USB/запись каждые 10 минут/100 000 данных
Резервная батарея	Да
Оповещение	
Температура	Высокая/низкая температура,Высокая температура окружающей среды

Электрический	Сбой питания, низкий заряд батареи
Система	Сбой датчика, перегрев конденсатора, приоткрытая дверца, ошибка связи, сбой встроенного USB-регистратора данных
Аксессуары	
Стандартный	RS485, контакт удаленной сигнализации
Необязательный	Самописец



Морозильник Сверхнизкой Температуры -40°C DW-FL778C

- Высокоэффективная система охлаждения.
- Высокоточная система контроля температуры.
- Дизайн, ориентированный на людей

Обзор

Низкотемпературная морозильная камера Meling -20°C~-40°C Медицинская морозильная камера DW-FL778C оснащена высококачественной системой охлаждения для быстрого охлаждения. Высокоточная система контроля температуры может одновременно

отображать различные параметры, включая напряжение питания, температуру внутри шкафа и температуру окружающей среды, что может четко указывать статус работы. Вы можете свободно устанавливать температуру внутри шкафа в диапазоне от -20°C до 40°C.

Высокоэффективная система охлаждения

- Хладагент, не содержащий фреона, компрессор всемирно известного бренда и вентилятор EBM гарантируют быстрое охлаждение, являются энергосберегающими и экологически чистыми;
- Холодильный контур с запатентованными правами интеллектуальной собственности обеспечивает высокую эффективность и стабильность;
- Двухслойная теплоизоляционная дверь из вспененного материала и изоляционная конструкция внешней дверной системы, запатентованная многочисленными патентами, могут эффективно предотвратить потерю холодопроизводительности;

Высокоточная система контроля температуры.

Высокоточная микрокомпьютерная система контроля температуры и датчики температуры с платиновым резистором обеспечивают более точный контроль температуры.

Ориентированный на человека дизайн

Высококачественная стальная пластина с фосфатным покрытием, обшивка из оцинкованного стального листа (опционально из нержавеющей стали) и малозумная конструкция создают комфортную среду.

Функции

Высокоточная микрокомпьютерная система контроля температуры и датчики температуры с платиновым резистором позволяют пользователям устанавливать температуру внутри шкафа в диапазоне от -20 °C до -40 °C.

Компрессор всемирно известного бренда и вентилятор EBM являются мощными, энергосберегающими и высокоэффективными.

Изолированная внешняя дверь из пеноматериала с уплотнением эффективно предотвращает потерю охлаждающей способности;

Хорошо развитая система сигнализации имеет несколько функций сигнализации: сигнализация высокой/низкой температуры, сигнализация приоткрытой двери, сигнализация сбоя питания, сигнализация о низком заряде батареи, сигнализация плохого рассеивания тепла конденсатора, сигнализация сбоя системы и т. д.

Функция блокировки клавиатуры и функция защиты паролем могут предотвратить любую настройку рабочих параметров.

Вкладыш изготовлен из оцинкованного стального листа для медицинского использования, устойчив к низким температурам и коррозии, имеет длительный срок службы и легко чистится.

Область применения

Подходит для использования в научных исследованиях, криогенных испытаниях специальных материалов, испытаниях на устойчивость к низким температурам биологических материалов, вакцин, биологических продуктов и военной продукции и т. д. Подходит для использования в исследовательских учреждениях, электронной

промышленности, химической промышленности, больницах, здравоохранении. и система профилактики заболеваний, лаборатории в колледжах и университетах, военные предприятия и т. д.

Характеристики

Морозильная камера со сверхнизкой температурой -40 °C

Модель	DW-FL778C
Тип шкафа	Вертикальный
Емкость (л)	778
Внутренний размер (Ш*Д*В) мм	865*696*1286
Внешний размер(Ш*Д*В)мм	1205*1025*1955
Размер упаковки (Ш*Д*В) мм	1320*1155*2171
СЗ/ГВ(кг)	286/378
Производительность	
Диапазон температур	-20 ~ -40°C
Температура окружающей среды	16-32°C
Производительность охлаждения	-40°C
Климатический класс	H
Контроллер	Микропроцессор
Отображение	Интеллектуальный сенсорный экран высокой четкости
Охлаждение	
Компрессор	2шт
Метод охлаждения	Прямое охлаждение
Режим разморозки	Ручная
Хладагент	R290
Толщина изоляции (мм)	130
Материалы	
Внешний материал	Холоднокатаный стальной лист
Внутренний материал	Нержавеющая сталь/оцинкованная сталь (опция)
Полки	3
Дверной замок с ключом	Да
Внешний замок	Да
Порт доступа	3шт. Ø 25 мм
Ролики	4+(2 регулируемые ножки)
Регистрация данных/интервал/ объем памяти	USB/запись каждые 10 минут/100 000 данных
Резервная батарея	Да
Оповещение	
Температура	Высокая/низкая температура,Высокая температура окружающей среды

Электрический	Сбой питания, низкий заряд батареи
Система	Сбой датчика, перегрев конденсатора, приоткрытая дверца, ошибка связи, сбой встроенного USB-регистратора данных
Аксессуары	
Стандартный	RS485, контакт удаленной сигнализации
Необязательный	Самописец



-20°C ~ -40°C Экономичный Низкотемпературный Морозильник Медицинский Морозильник DW-FL270

- Высокоэффективная система охлаждения
- Высокоточный контроль температуры
- Надежная система безопасности
- Двухслойная теплоизоляционная пенопластовая дверь
- морозильник фармацевтического класса

Meling -20°C ~-40°C Экономичный низкотемпературный морозильник DW-FL270 — это высококачественный низкотемпературный морозильник со стабильной производительностью. Он оснащен всемирно известной системой охлаждения, которая отличается высокой эффективностью и экологичностью. А конденсатор идеально спроектирован для обеспечения температурной стабильности и надежности холодильной системы. Этот низкотемпературный морозильник предназначен для лабораторного и медицинского применения и лучше всего подходит для хранения специальных материалов, вакцин и биологических продуктов.

Высокоэффективная холодильная система

Экологически чистый хладагент, не содержащий фреона, и высокоэффективный закрытый компрессор, поставляемые известным брендом, обеспечивают энергосбережение и низкий уровень шума. Конденсатор, установленный на дне, обеспечивает температурную стабильность и надежность системы.

Высокоточный контроль температуры

Высокоточная компьютеризированная система контроля температуры обеспечивает регулируемую температуру внутри шкафа в диапазоне от -20 до -40°C.

Надежная система безопасности

Хорошо развитая система звуковой и визуальной сигнализации (сигнализация отказа датчика, сигнализация высокой/низкой температуры, приоткрытой двери и т. д.) делает его более безопасным для хранения. Функция защиты от задержки включения и интервала остановки может обеспечить надежность работы;

Дизайн, ориентированный на человека

Встроенная прокладка дверцы пыленепроницаема и легко моется. И он оснащен 7 ящиками из АБС-пластика. 4 универсальных ролика для удобного перемещения

Функции

Система имеет функцию цифрового отображения температуры, а температуру внутри шкафа можно установить в диапазоне от -20 °C до -40 °C. Высокоточная микрокомпьютерная система контроля температуры и датчики температуры с платиновым резистором обеспечивают более точный контроль температуры. Компрессор, поставляемый всемирно известным брендом, и вентилятор ЕВМ являются энергосберегающими и экологически безопасными. Холодильный контур с авторскими правами на интеллектуальную собственность обеспечивает высокую эффективность и стабильность.


Семь прозрачных ящиков можно использовать для хранения в зависимости от классификации.

Двухслойная теплоизоляционная пенопластовая дверь может эффективно предотвратить потерю холодопроизводительности Шкаф изготовлен из Полиуретановый материал, не содержащий хлорфторуглеродов, который может значительно улучшить свои теплоизоляционные характеристики.

Продуманная система звуковой и визуальной сигнализации делает хранение более безопасным.

Функция защиты от задержки включения и интервала остановки может обеспечить надежность работы.
Функция блокировки клавиатуры может предотвратить любое изменение рабочих параметров без разрешения. Дверца оснащена замком, повышающим безопасность хранения образцов.

 Сопоставления



Характеристики

-40 °C Ультранизкотемпературный морозильник

Модель	DW-FL270
Тип шкафа	Вертикальный
Емкость (л)	270
Внутренний размер(Ш*Д*В) мм	500*460*1235
Внешний размер(Ш*Д*В)мм	700*640*1792
Размер упаковки (Ш*Г*В) мм	757*717*1865
СЗ/ГВт (кг)	90/102
Описание	
Диапазон температур	-20 ~ -40°C
Температура окружающей среды	16-32°C
Производительность охлаждения	-40°C
Климатический класс	H
Контроллер	Микропроцессор
Отображение	Цифровой дисплей
Охлаждение	
Компрессор	1шт
Метод охлаждения	Прямое охлаждение
Режим разморозки	Ручная
Хладагент	R290
Толщина изоляции (мм)	100
Материалы	
Внешний материал	PCM

Внутренний материал	Алюминиевая пластина с напылением
Полки	7 (АБС)
Дверной замок с ключом	Да
Порт доступа	1шт. Ø 25 мм
Ролики	2+(2 выравнивающие ножки)
Регистрация данных/интервал/ время записи	USB/запись каждые 10 минут/2 года
Резервная батарея	Да
Оповещение	
Температура	Высокая/низкая температура, высокая температура окружающей среды
Система	Сбой питания, низкий заряд батареи
Материалы	Сбой датчика, Приоткрытая дверь, Сбой встроенного USB-регистратора данных, Сбой связи
Аксессуары	
Стандарт	RS485, дистанционный контакт сигнализации



-20~-40°C Сверхнизкотемпературный Морозильник DW-FL90 Под Столешницей

- Небольшой объем
- Высокоэффективная система охлаждения
- Надежная система безопасности
- Ориентированный на человека дизайн
- Фармацевтический морозильник под прилавком

Смешивание -20°C ~ -40°C Подстольный морозильник с ультранизкой температурой DW-FL90 — это высококачественный медицинский/лабораторный морозильник со стабильной производительностью. Он оснащен всемирно известной системой охлаждения, которая отличается высокой эффективностью и экологичностью. А конденсатор идеально спроектирован для обеспечения температурной стабильности и надежности холодильной системы. Этот низкотемпературный морозильник предназначен для лабораторного и медицинского применения и лучше всего подходит для хранения специальных материалов, вакцин и биологических продуктов.

Высокоэффективная холодильная система

Экологически чистый хладагент, не содержащий фреона, и высокоэффективный закрытый компрессор, поставляемые известным брендом, обеспечивают энергосбережение и низкий уровень шума. Конденсатор, установленный на дне, обеспечивает температурную стабильность и надежность системы.

Высокоточный контроль температуры

Высокоточная компьютеризированная система контроля температуры обеспечивает регулируемую температуру внутри шкафа в диапазоне от -20 до -40°C.

Надежная система безопасности

Хорошо развитая система звуковой и визуальной сигнализации (сигнализация отказа датчика, сигнализация высокой/низкой температуры, приоткрытой двери и т. д.) делает его более безопасным для хранения. Функция защиты от задержки включения и интервала остановки может обеспечить надежность работы;

Ориентированный на человека дизайн

Невидимая дверная ручка может предотвратить повреждение во время транспортировки и сэкономить место;

3 ящика удобны для отдельного хранения разных вещей и могут предотвратить взаимное влияние разных вещей.

Функции

Ультранизкая морозильная камера небольшого объема под столешницей занимает мало места

Система имеет функцию цифрового отображения температуры, а температуру внутри шкафа можно установить в диапазоне от -20 °C до -40 °C. Высокоточная микрокомпьютерная система контроля температуры и датчики температуры с платиновым резистором обеспечивают более точный контроль температуры. Компрессор всемирно известного бренда и вентилятор EBM являются энергосберегающими и экологически безопасными.

Холодильный контур с авторскими правами на интеллектуальную собственность обеспечивает высокую эффективность и стабильность

3 ящика можно использовать для хранения в зависимости от классификации Двухслойная теплоизоляционная пенопластовая дверь может эффективно предотвратить потерю холодопроизводительности.

Корпус изготовлен из полиуретана, не содержащего хлорфторуглеродов, что значительно улучшает его теплоизоляционные характеристики.

Продуманная система звуковой и визуальной сигнализации делает хранение более безопасным.
Функция защиты от задержки включения и интервала остановки может обеспечить надежность работы.
Функция блокировки клавиатуры может предотвратить любое изменение рабочих параметров без разрешения
Дверь оснащена замком, повышающим безопасность хранения проб.



Сфера применения

Подходит для использования в научных исследованиях, криогенных испытаниях специальных материалов, испытаниях на устойчивость к низким температурам биологических материалов, вакцин, биологических продуктов и продукции военного назначения и т. д. Подходит для использования в исследовательских учреждениях, электронной промышленности, химической промышленности, больницах, здравоохранении. и система профилактики заболеваний, лаборатории в колледжах и университетах и т. д.

Характеристики

-40 °C Ультранизкотемпературный морозильник

Модель	DW-FL90
Тип шкафа	Вертикальный
Емкость (л)	90
Внутренний размер(Ш*Д*В) мм	500*485*532
Внешний размер(Ш*Д*В)мм	700*669*854
Размер упаковки (Ш*Г*В) мм	765*735*935
СЗ/ГВт (кг)	54/68
Описание	
Диапазон температур	-20 ~ -40°C
Температура окружающей среды	16-32°C
Производительность охлаждения	-40°C
Климатический класс	H
Контроллер	Микропроцессор
Отображение	Цифровой дисплей
Охлаждение	
Компрессор	1шт
Метод охлаждения	Прямое охлаждение
Режим разморозки	Ручная
Хладагент	R290
Толщина изоляции (мм)	100
Материалы	
Внешний материал	PCM
Внутренний материал	Алюминиевая пластина с напылением

Полки	3 (АБС)
Дверной замок с ключом	Да
Порт доступа	1шт. Ø 25 мм
Ролики	2+(2 выравнивающие ножки)
Регистрация данных/интервал/ время записи	USB/запись каждые 10 минут/2 года
Резервная батарея	Да
Оповещение	
Температура	Высокая/низкая температура, высокая температура окружающей среды
Система	Сбой питания
Материалы	Сбой датчика, Приоткрытая дверь, Сбой встроенного USB-регистратора данных, Сбой связи
Аксессуары	
Стандарт	RS485, контакт удаленной сигнализации

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: mgm@nt-rt.ru || сайт: <https://meling.nt-rt.ru/>